

||| **CONSOMMABLE** |||

E-ROLL ECO

Ouaté blanc, mixte. Emballage individuel.



2 x 18
g / m ²
50 x 38
Dimensions
150
Formats
12
rouleaux

121250M - E-Roll Eco

E-ROLL PREMIUM

En pure ouate de cellulose extra forte. Extra-blanc. Résistant et absorbant. Emballage individuel.



2 x 18
g / m ²
50 x 38
Dimensions
150
Formats
12
rouleaux

221250 - E-Roll Premium

E-ROLL CLASSIC 135

Confort et résistance. En pure ouate de cellulose fibre longue, 2 plis. Prédécoupé. Emballage individuel.



2 x 18
g / m ²
50 x 35
Dimensions
135
Formats
9
rouleaux

121254 - E-Roll Classic 135

E-ROLL CLASSIC 150

Confort et résistance. En pure ouate de cellulose fibre longue, 2 plis. Prédécoupé. Emballage individuel.



2 x 18
g / m ²
50 x 30
Dimensions
150
Formats
12
rouleaux

121256 - E-Roll Classic 150

E-ROLL GAUFRÉ

Pure cellulose doux. 2 plis micro-gaufré collés. Emballage individuel.



2 x 18
g / m ²
50 x 35
Dimensions
135
Formats
9
rouleaux

121252 - E-Roll Gaufré

E-ROLL COMPACT

Deux fois plus long qu'un rouleau traditionnel : permet des économies directes d'emballage (plastique, carton et mandrin) et facilite le stockage. Prédécoupé. Emballage par trois.



2 x 18
g / m ²
50 x 30
Dimensions
300
Formats
3 x 2
rouleaux

221254 - E-Roll Compact

DRAP PLASTIFIÉ BLEU

Super absorbant 25 g + 12 g, face polyéthylène. Rouleau de 50 ou 75 cm de large. Prédécoupé.



121300 - 180 formats - 50 x 38 cm // 121301 - 60 formats - 50 x 114 cm
121302A - 92 formats - 75 x 192 cm

COMPACT'ROLL

Deux fois plus long qu'un rouleau de draps traditionnel : permet des économies directes d'emballage (plastique, carton et mandrin) et facilite le stockage. Prédécoupé. Ouate de cellulose blanche 2 plis.



2 x 18
g / m ²
50 x 35
Dimensions
300
Formats
6
rouleaux

221253 - Compact'Roll

BOBINE À DÉVIDAGE CENTRAL

En ouate de cellulose blanche. Ø extérieur 13 cm.



21 x 35
Dimensions
2 x 20
g / m ²
200
Formats
12
rouleaux

297142 - Bobine dévidage central

ESSUIE-TOUT COMPACT

En pure ouate de cellulose blanche double épaisseur. Prédécoupée. Absorbant et résistant. Dévidage central. Stockage aisé grâce aux dimensions réduites L. 48 x l. 13,6 x H. 20 cm.



20 x 24
Dimensions
200
Formats
12
rouleaux

297151 - Essuie-tout compact

ESSUIE-MAINS PLIÉ

En ouate blanche 2 plis 50 g/m². En format interfolié.



2 x 50
g / m ²
100
Formats
32
paquets

297144 - Essuie-tout plié

PAPIER HYGIÉNIQUE ROULEAU STANDARD

100 % pure ouate blanche. Extra doux, 2 plis.



200
Formats
108
rouleaux

297107 - Papier hygiénique standard

PAPIER HYGIÉNIQUE COMPACT

Doux, pure ouate de cellulose blanche 2 plis. Bobines compactes s'adaptant aux distributeurs traditionnels. Un carton de 36 rouleaux est équivalent à 90 rouleaux de 200 feuilles.



10 x 12
Dimensions
500
Formats
36
rouleaux

297152 - Papier hygiénique compact

SAVON CRÈME MOUSSANTE

Très doux pour la peau. Nacré blanc épais. Convient à tous types de distributeurs. Senteur fleurie.



Bidon de 5L

297155 - Savon crème moussante

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIÉ

Mural. Matière plastique (ABS). Blanc.



297171 - Distributeur essuie-main plié

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS BOBINE

Mural. Plastique (ABS). Blanc. Idéal pour bobines de 150 à 300 formats.



297172 - Distributeur essuie-main bobine

DISTRIBUTEUR DE SAVON ABS

Mural. Matière plastique (ABS).



Capacité 1L

297175 - Distributeur savon ABS

Traitement POLYMER COATED

Ce traitement des gants permet d'éviter les réactions secondaires dues à une trop importante chlorination. Il améliore la glisse et l'enfilage.

GANT LATEX EUROTEx®

Sans poudre. Conçu pour des utilisateurs sensibles, ce gant « polymer coated » a des caractéristiques exceptionnelles en termes de résistance et de protection face aux bactéries. Sa surface rugueuse et antidérapante offre une préhension précise des instruments.



Boite de 100

127510NF - Taille 5/6 // 127511NF - Taille 6/7 // 127512NF - Taille 7/8
127513NF - Taille 8/9 // 127514NF - Taille 9/10

GANT D'EXAMEN LATEX

Pré-poudré à l'amidon de maïs. Ambidextre.



Boite de 100

127308 - Taille 5/6 // 127300 - Taille 6/7 // 127301 - Taille 7/8
127302 - Taille 8/9 // 127309 - Taille 9/10

GANT LATEX MEDICLEAN®

Sans poudre. Spécialement étudié et conçu pour les soins aux patients ne nécessitant pas l'emploi de gant stérile. Ambidextre, la surface rugueuse facilite la préhension des objets.



Boite de 100

127510 - Taille 5/6 // 127511 - Taille 6/7 // 127512 - Taille 7/8
127513 - Taille 8/9 // 127514 - Taille 9/10

GANT VINYLE EURONYL®

Sans poudre. Vinyle hypoallergénique, ambidextre. De haute qualité répondant aux demandes exigeantes.



Boite de 100

107119PM - Taille 5/6 // 107115PM - Taille 6/7 // 107116PM - Taille 7/8
107117PM - Taille 8/9 // 107118PM - Taille 9/10

GANT D'EXAMEN VINYLE

Poudré. Hypoallergénique et ambidextre. Idéal pour une protection lors des soins locaux.



Boite de 100

107200 - Taille 6/7 // 107201 - Taille 7/8 // 107202 - Taille 8/9
107206 - Taille 9/10

GANT VINYLE FLEXINYL®

Sans poudre. Ambidextre de haute qualité répondant aux demandes exigeantes.



Boite de 100

107119 - Taille 5/6 // 107115 - Taille 6/7 // 107116 - Taille 7/8
107117 - Taille 8/9 // 107118 - Taille 9/10

GANT SANS LATEX SENSISAFE®

Sans poudre. Véritable seconde peau. Allie les propriétés élastiques aux propriétés hypoallergénique du vinyle. Manchette 240 mm.



Boite de 100

107610A - Taille 5/6 // 107611A - Taille 6/7 // 107612A - Taille 7/8
107613A - Taille 8/9 // 107614A - Taille 9/10

GANT NITRILE SENSISKIN®

Sans poudre. Bleu violet. Offre une très bonne résistance aux agressions des produits chimiques et une souplesse étonnante permettant un toucher de grande sensibilité. Existe en noir ou rose.



Boite de 100

127550 - Taille 5/6 // 127551 - Taille 6/7 // 127552 - Taille 7/8
127553 - Taille 8/9 // 127554 - Taille 9/10

EXAMEN LATEX

Ambidextre pré-poudré avec une manchette de 240 mm, sous double emballage stérile par paire.



Sans poudre. Boîte de 50 paires.

127140 - Taille 6/7 // 127141 - Taille 7/8 // 127142 - Taille 8/9

INTERVENTION LATEX

Anatomique stérile, bord droit, sans poudre. Traitement polymer coated. Double emballage par paire. Surface faiblement rugueuse. Manchette longue, 300 mm.



Boîte de 50 paires.

127270P - Taille 6 // 127271P - Taille 6^{1/2} // 127272P - Taille 7
127273P - Taille 7^{1/2} // 127274P - Taille 8 // 127275P - Taille 8^{1/2}
127276P - Taille 9

CHIRURGIE LATEX

Poudré. Faible pouvoir allergisant. Poudre d'amidon produite à partir de maïs non génétiquement modifié. Recommandé pour tout type de chirurgie. Manchette bord roulé anti-enroulement. Emballage film PE/film PE.



Boîte de 50 paires.

114100 - Taille 6 // 114101 - Taille 6^{1/2} // 114102 - Taille 7
114103 - Taille 7^{1/2} // 114104 - Taille 8 // 114105 - Taille 8^{1/2}
114106 - Taille 9

EXAMEN VINYLE

Pré-poudré. Anallergique. Sous double emballage stérile.



Boîte de 50 paires.

107230A - Taille 6-6^{1/2} // 107231A - Taille 7-7^{1/2} // 107232A - Taille 8-8^{1/2}

DOIGTIER ROULÉ PUR LATEX

Excellente sensibilité tactile.



Sachet de 100.

108100A - Medium N°3 // 108102A - Large N°4

DOIGTIER ET GANT POLYÉTHYLÈNE

Doigtier non stérile : Polyéthylène opaque grande résistance.

Gant : Transparent, ambidextre.



108120 - 1 doigt non stérile // 108122 - 1 doigt stérile
108121 - 2 doigts non stérile // 108123 - 2 doigts stérile
106100 - Gant (300 mm) // 106101 - Gant (280 mm)
106102 - Gant stérile (300 mm/50 paires)

Masque

SOINS

Blanc, 2 plis. Avec barrette nasale incorporée. Fixation élastique.



Boite de 100.

161101 - Masque de soins

PROTECTION 1 OU 3 PLS

- Visiteur 1 pli papier, blanc, léger et résistant. Fixation élastique.
- Chirurgical 3 plis avec barrette nasale incorporée. Fixation par 4 liens, bleu.



161102 - Masque 1 pli - Boite distributrice de 100

161304 - Masque 3 plis - Boite distributrice de 50

« Les masques **LABORATOIRES** **uromedis** répondent à la norme **NF EN 14683***

Très haute protection.
Ils sont adaptés aux blocs opératoires et à une longue utilisation en salles propres.
Ils s'adaptent au visage pour prévenir toute fuite. Excellente respirabilité, ils sont très doux. »

RESPIRATOIRE FFP2

Avec barrette nasale et liens élastiques, adapté aux virus de type H1N1 et SRAS. Conforme à la norme EN 149**.



Boite de 20.

161307 - Masque FFP2

* NF EN 14683 : La norme classe les masques en 4 catégories dont le Type II qui offre la meilleure filtration avec un seuil > 98 %.

CHARLOTTE RONDE EN NON-TISSÉ

Avec élastique souple non traumatisant. S'adapte à toutes coiffures et protège les cheveux. En non-tissé, absorbant. Grammage : 14 g/m².



Boite distributrice de 100.

161120 - Charlotte blanche // 161121 - Charlotte bleue

161122 - Charlotte verte

CASQUETTE À VISIÈRE

Non-tissé en polypropylène 50 g/m², avec visière de protection de 80 g/m², avec ou sans résille. Grammage de la résille : 16 g/m².



Boite de 50.

161131 - Casquette à visière // 161132 - Casquette à visière et résille

Blouse et Tablier

NON-TISSÉ 30 G/M²

Blouse verte en non-tissé, 30 g/m². Poignets élastiques.



Carton de 50.
161220 - Blouse 30 g

NON-TISSÉ 40 G/M²

Blouse en non-tissé 40 g, avec col et boutons pression. Poches latérales, poignets élastiques.



Carton de 50.
161206 - Taille M
161208 - Taille L
161209 - Taille XL

VISITEUR EN POLYÉTHYLÈNE

Blouse avec col et boutons pression. Manches longues.



Carton de 500 en sachet individuel.
161200 - Blouse visiteur

TABLIER

En polyéthylène, économique et résistant, se noue à la taille.



Sachet de 100.
161103A - Blanc opaque 125 cm
161105 - Blanc opaque 140 cm
161106 - Bleu opaque 125 cm

LUNETTE DE PROTECTION

Compatible avec lunettes de vue. En polycarbonate. Conforme norme EN 166.



208007 - Lunette de protection

COUVRE-CHAUSSURE

14 x 35 cm en PVC bleu. Modèle économique.



Sachet de 100.
161104 - Couvre-chaussure

COTON HYDROPHILE


100 % coton. Extra blanc luxe. Pliage accordéon.



128300B - Le sachet de 100 g // 128301B - Le sachet de 250 g
128302B - Le sachet de 500 g

CARRÉ ET RECTANGLE DE COTON

Faciles à prendre en mains. Se séparent bien et ne s'effilochent pas.



128200 - Carré 4,5 x 4,5 cm - Sachet/500
128201 - Rectangle 8 x 10 cm - 180 g - Sachet/200
128220 - Rectangle 8 x 10 cm - 200 g - Sachet/200

BOULE DE COTON


100 % coton couleur blanc.



Sachet de 700.
128203A - Boule de coton

TAMPON PUR ZELLIN

Ouate de cellulose prédécoupé. Non stérile.



Rouleau de 500.
199120A - Tampon pur Zelin

ABAISSÉ-LANGUE

En bois.



109200 - Adulte boîte de 100 // 109201 - Enfant boîte de 250

ÉCOUVILLON

Tige en bois de 15 cm. Embout coton de 1,5 cm.



Sachet de 100.
211750 - Ecouvillon

BÂTONNET DE SOINS IMPRÉGNÉ

Glycériné au citron. Sans sucre. Tige plastique.



Sachet de 3.
2512010 - 10 cm // 2512015 - 15 cm

BÂTONNET DE SOINS

Tige en polypropylène de 15 cm. Embout coton de 3 cm.



Sachet de 50.
211751 - Le sachet



COMPRESSE DE GAZE NON STÉRILE

Tissage en fil de pur coton hydrophile. Blanchie et purifiée. Ne s'effiloche pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés. Très grande capacité d'absorption.



13 fils - Sachet de 100

175300 - 8 plis 5 x 5 cm // 175301 - 8 plis 5 x 7,5 cm
175302 - 8 plis 7,5 x 7,5 cm // 175303 - 12 plis 7,5 x 7,5 cm
175305 - 12 plis 10 x 10 cm

17 fils - Sachet de 100

175306 - 8 plis 5 x 5 cm // 175307 - 8 plis 5 x 7,5 cm
175308 - 8 plis 7,5 x 7,5 cm // 175309 - 12 plis 7,5 x 7,5 cm
175314 - 12 plis 10 x 10 cm

COMPRESSE EN NON-TISSÉ NON STÉRILE

Stérilisable en autoclave. 4 plis.



30 g - Sachet de 100

175500 - 5 x 5 cm // 175501 - 7,5 x 7,5 cm // 175502 - 10 x 10 cm

40 g - Sachet de 100

175505 - 5 x 5 cm // 175506 - 7,5 x 7,5 cm // 175508 - 10 x 10 cm

Compresse Stérile

COMPRESSE DE GAZE

17 fils. Stérilisation à la vapeur.



Boite de 100 pochettes de 1 compresse

175653 - 12 plis 5 x 5 cm (17 x 20) // 175654 - 12 plis 7,5 x 7,5 cm (27 x 20)
175655 - 12 plis 10 x 10 cm (30 x 40) // 175658 - 16 plis 10 x 10 cm (40 x 40)

Boite de 40 pochettes de 2 compresses

175235 - 8 plis 7,5 x 7,5 cm // 175236 - 12 plis 7,5 x 7,5 cm

Boite de 150 pochettes de 2 compresses

175244 - 12 plis 10 x 10 cm

COMPRESSE EN NON-TISSÉ

4 plis, 40 g/m².



Boite de 50 pochettes de 5 compresses

175578 - 5 x 5 cm // 175574 - 7,5 x 7,5 cm // 175575 - 10 x 10 cm

COMPRESSE OCULAIRE

Compresse de gaze non adhésive 100% coton. Forme ovale. Emballage individuel. Dimension : 5,5 x 7,5 cm.

175611 - Boite de 10 sachets de 1 compresse





ESCARRES : IDENTIFICATION ET SOIN



L'escarre est une pathologie plurifactorielle et douloureuse. Chaque année, 70 000 à 112 000 personnes en sont atteintes. Le nombre de patients à risque pourrait s'élever à plus d'1 million en 2030⁽¹⁾.


L'âge moyen des personnes qui en sont victimes est de 78 ans. 60 % ont plus de 80 ans et 80 % plus de 70 ans. Elles sont fréquentes chez les personnes immobilisées ou alitées pendant une durée prolongée.

Une escarre peut parfois être impressionnante et évoluer rapidement selon différents stades si elle n'est pas prise en charge dès les premiers signes. >>>



- 40 % des escarres siègent au sacrum et 40% aux talons.
- Les autres localisations les plus fréquentes sont les ischions et le trochanter ainsi que l'occiput (plus fréquente chez le nourrisson).

LES DIFFÉRENTS STADES



L'IDENTIFICATION

PATIENT À RISQUE, PHASE DE PRÉVENTION

Une rougeur réversible apparaît sur le point d'appui, l'escarre n'est pas encore déclarée

APPARITION D'UNE ROUGEUR PERSISTANTE

La peau reste rouge après la pression appliquée par le doigt.

DERMABRASION, CLOQUES

L'escarre est ouverte et le derme a perdu de son épaisseur.

ÉROSION

La plaie se creuse, les tissus sous-jacents se nécrosent mais les os et muscles ne sont pas encore exposés.

NÉCROSE

Stade le plus grave de l'escarre, la plaie est très profonde. Perte totale de tissus, exposition de l'os et du muscle.

LES SOINS ADAPTÉS

Assurer une hydratation et nutrition suffisantes (des compléments alimentaires peuvent être prescrits – voir page 156 à 161), changer fréquemment de position, adopter des mesures d'hygiène strictes et pratiquer des massages sur la zone.

Ne plus toucher la lésion et la protéger avec un film hydrocolloïde transparent pour pouvoir surveiller l'escarre. La peau doit être inspectée et nettoyée régulièrement.

Pratiquer une décharge totale de la zone à risque en utilisant un coussin anti-escarre et protéger la zone avec un film semi-perméable ou un hydrocolloïde transparent pour pouvoir surveiller la lésion.

Nettoyer en douceur la plaie avec des compresses imprégnées de sérum physiologique pour un nettoyage de la périphérie de l'escarre. Appliquer ensuite une fine couche de lotion hydratante et masser doucement autour de la zone affectée.

A ce stade la mise en place d'un matelas anti-escarre est indispensable (voire même aux stades antérieurs si jugé nécessaire) ainsi que la pratique d'actes de prévention de l'escarre (voir nos produits page 114 à 121).

CONSOMMABLE III Escarres

STADE 0
STADE 1
STADE 2
STADE 3
STADE 4

Prévention - Traitement de l'escarre

SANYRÈNE

Soin des zones d'appui à risque d'escarre et pour les rougeurs d'appui résolutive.



235241 - 10 ml // 235239 - 50 ml

CUTAFACINE RIVADOUCE®

Restaure l'hydratation cutanée, apaise et protège les peaux fragilisées et sensibles. Utilisé également en tant qu'adjuvant au protocole de surveillance par effleurage des points d'appui.



Tube de 150 g
124404 - Cutafacine Rivadouce

DERMACTYL A2B RIVADOUCE®

Innovation brevetée pour la prévention de l'escarre. Emulsion Quickbreak (glycérine végétale et phytosqualane) et complexe Rivaprotect® (pectine de pomme et hydrocotyle asiatique) pour un effleurage nouvelle génération.



+ Risque modéré à fort

Tube doseur 30 ml - carton de 12
65769 - Dermactyl AB

URGO HYDROGEL

Accélère le processus naturel de détersion autolytique. Utilisation sous pansement occlusif (Algoplaque Film®).

Indications : plaque de nécrose sèche. Débris fibrino-nécrotiques adhérents. Plaies atones sèches en attente de bourgeonnement.



201029 - Boîte de 10 tube de 15 g.

HUILE DE MASSAGE SOIN

Pulvérisateur 100 ml.



204007 - Huile de massage

CRÈME CONVEEN PROTECT

Crème barrière qui protège la peau de l'urine et de l'incontinence fécale légère.

+ Protection de la peau

COUP DE CŒUR



Tube de 100 g
651001 - Crème protect conveen

TYPES DE PANSEMENTS PAR USAGE



Les pansements permettent d'effectuer des soins techniques destinés à favoriser la cicatrisation des plaies en milieu humide.

L'épithélisation est 2 fois plus rapide pour des plaies mises en milieu humide que pour les plaies laissées à l'air libre :

- l'exsudat au contact de la plaie va participer à la déterction grâce aux lymphocytes T, monocytes, polynucléaires qu'il contient
- la préservation de la température corporelle améliore l'irrigation sanguine et la migration cellulaire
- la reconstruction tissulaire est favorisée grâce à des facteurs de croissance



Gamme de pansements qui répond parfaitement au protocole de ces soins

LES HYDROGELS	LES HYDROCOLLOÏDES	LES ALGINATES	LES HYDROCELLULAIRES
<p>Gel composé d'un lattis complexe de polymères entrecroisés, comprenant un fort pourcentage d'eau (plus de 70 %), de la CMC (Carboxyméthyl cellulose de sodium) ou de l'alginate de sodium.</p> <p>D'autres composés tels la pectine ou du propylène glycol entrent dans leur composition. Les plaques sont recouvertes d'un film semi-perméable.</p> <p>INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaies chroniques superficielles et profondes • Escarres • Ulcères de jambe • Sites donneurs de greffe, chirurgie réparatrice et reconstructrice • Plaies atones • Dermabrasions • Brûlures du 2^e degré, superficielles et profondes 	<p>Forment un gel au contact des exsudats. Permettent d'assurer un milieu chaud, humide et de PH favorable à la cicatrisation. Favorisent ou non un échange gazeux et protègent des contaminants extérieurs. Adhésivité sur peau saine et non sur peau lésée.</p> <p>DESCRIPTION :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constitués de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC) +/- • Élastomère, pectine, colophane. • Gélatine • Plaques épaisses, minces, bordées (bords adhésifs), poudre, pâte • Pansements de 1 à 5 jours <p>INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaies à exsudats faibles à modérés, bourgeonnantes et non infectées <p>CONTRE INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brûlures du 3^e degré • +/- artérite IV, mycose, plaie surinfectée, diabétique, allergie à composant. • Modérément absorbant 	<p>Polysaccharide composé de 2 monomères (acide mannuronique, acide guluronique) extrait d'algues brunes.</p> <p>COMPOSÉ :</p> <p>Alginate de calcium ou de sodium. Certains contiennent de la CMC</p> <p>INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détersions & plaies hémorragiques • Brûlures • Plaies post-opératoires & sites donneur de greffe • Moignons, sinus, fistule, abcès (méchage) • Escarres de décubitus. • Ulcères veineux, artériels, diabétiques <p>CONTRE INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaies nécrotiques sèches 	<p>À base de mousse de polyuréthane et/ou de polyacrylate de sodium, recouverts pour les formes compresses d'un support en polyuréthane enduit d'adhésif. Adhère à la peau saine et non à la plaie.</p> <p>DESCRIPTION :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structure centrale avec alvéoles • Très absorbante • Interface au contact de la plaie • Non adhérente à la plaie • Adhésive ou non • Avec film semi-perméable • Étanche à l'eau et aux bactéries • Perméable aux gaz et à la vapeur d'eau • Formes variables <p>INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaies à exsudats faibles à importants • Bourgeonnements, épidermisations <p>CONTRE INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaies infectées • Oxydants (Dakin, eau oxygénée)
<ul style="list-style-type: none"> • Duoderm® Hydrogel (Convatec) • Suprasorb® G (Lohmann & Rauscher) 	<ul style="list-style-type: none"> • Algoplaque (Urgo) • Duoderm® (Convatec) • Suprasorb® H (Lohmann & Rauscher) 	<ul style="list-style-type: none"> • UrgoSorb (Urgo) • Kaltostat® (Convatec) • Suprasorb® A et A + Ag. (Lohmann & Rauscher) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme Urgo • Aquacel® Foam/Foam Lite (Convatec) • Mepilex® / Mextra® (Mölnlycke) • Suprasorb® P (Lohmann & Rauscher)



LES HYDROFIBRES	LES TULLES ET INTERFACES	LES CHARBONS	LES ARGENTS
<p>Constitués d'un tissage de fibres de Carboxyméthylcellulose traité en compresses et mèches.</p> <p>Absorption des exsudats.</p> <p>Maintien des milieux humides, sans macération.</p> <p>DéterSION chimique de la fibrine.</p> <p>INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaies très exsudatives • Plaies fibrineuses en phase de bourgeonnement <p>CONTRE INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaies nécrotiques • Plaies sèches 	<p>DESCRIPTION :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compresse, bande, tulle, gaze ou tricot • Fibres naturelles ou synthétiques • Corps gras • Vaseline, paraffine ou silicone • Pur ou avec additifs • Émulsifiants (lanoline, Spam & Tween, CMC...) <p>INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaies à exsudats faibles à importants • Bourgeonnements, épidermisations 	<p>Permet de drainer les bactéries et de lutter contre les mauvaises odeurs de la plaie en absorbant les molécules responsables.</p> <p>DESCRIPTION :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constitués de plusieurs couches contenant du charbon et parfois d'autres métaux (ions d'argent, cuivre) • Limite la prolifération bactérienne <p>INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaies malodorantes • Plaies fibrineuses, infectées • Peut être appliqué sec ou humidifié au sérum physiologique directement sur la plaie • Peut être une option de pansement secondaire dans le cadre d'une plaie peu exsudative <p>CONTRE INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peu absorbant 	<p>Constitués de différents supports : crèmes, compresses, plaques... auxquels a été ajouté de l'argent Antibactérien. Faible propension des bactéries à développer des résistances.</p> <p>ARGENT NON PUR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bactériostatiques (absorbe les germes dans le pansement pour diminuer la concentration dans la plaie). • Avec de la sulfadiazine argentique. • Avec de l'alginate. • Avec de la CMC ou un Hydrocellulaire. <p>INDICATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prévention ou prise en charge des infections • Brûlures du 2^e degré • Ulcères du pied diabétique, de jambes, escarres • Plaies chirurgicales, traumatiques • Plaies oncologiques
<ul style="list-style-type: none"> • Aquacel® Extra TM • Aquacel Mèche (Convatec) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mèpitel® One (Mölnlycke) • UrgoTul (Urgo) • Meditulle® (Euromedis) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vliwaktiv® (Lohmann & Rauscher) • Carboflex® (Convatec) 	<ul style="list-style-type: none"> • UrgoCell Ag (Urgo) • Suprasorb® A + Ag (Lohmann & Rauscher) • Aquacel® Ag (Convatec)

Hydrogel

DUODERM® HYDROGEL

Utilisé pour favoriser la détersion autolytique des plaies nécrotiques et fibrineuses. Procure l'humidité nécessaire aux plaies sèches, nécrotiques et fibrineuses. Sans agent de conservation.



Boîte de 10
187990 - Tube de 15 g

SUPRASORB® G NON ADHÉSIF

Indications pansement : gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie. Brûlures superficielles du second degré, dommages liés à la radiothérapie. Produit stérile avec une teneur importante en eau⁽¹⁾. Redistribue l'humidité à la plaie⁽¹⁾. Hydrogel auto-adhérent⁽¹⁾. Découpable⁽¹⁾.

DM Classe IIb
(1) Notice d'utilisation.



34630 - 5 x 6,5 cm boîte de 5 // 34631 - 10 x 10 cm boîte de 5
33632 - 20 x 20 cm boîte de 3 (non LPPR)

Hydrocolloïde

ALGOPLAQUE

Imperméable à l'eau et aux bactéries. Forme un gel non-adhérent, favorable à la cicatrisation.

Indications : soins locaux des plaies chroniques au stade de bourgeonnement.



201027 - 15 x 15 cm boîte de 10 // 201051 - 20 x 20 cm boîte de 10
201100 - Sacrum 14 x 16 cm boîte de 10 // 201098 - 10 x 12 cm boîte de 10
201020 - 10 x 10 cm boîte de 16

DUODERM® SIGNAL

Pansement hydrocolloïde adhésif à bord effilé. Ligne verte pour indicateur de changement.



Boîte de 10
410507 - Talon 18,5 x 19,5 cm // 410508 - Sacrum 20 x 22,5 cm

DUODERM® EXTRA-MINCE ET DUODERM® E

Pansement hydrocolloïde pour les plaies aiguës ou chroniques peu exsudatives. Imperméable à l'eau, aux bactéries et micro-organismes. Simplicité de soins.

DuoDERM® E est épais et destiné au recouvrement des plaies chroniques ou aiguës.



DuoDERM® E - boîte de 10
187632 - 15 x 15 cm // 187665 - 20 x 20 cm

DuoDERM® Extra-Mince - boîte de 10
187672 - Ovale 10 x 15 cm // 421644 - 12,5 x 12,5 cm
420062 - 17,5 x 17,5 cm // 187673 - Spot 4,4 x 3,8 cm
421645 - 6 x 11 cm // 187920 - 9 x 15 cm // 187921 - 9 x 25 cm

SUPRASORB® H

Plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à modérément exsudatives. Indications applicables uniquement pour les versions Standard, Border, Fin et Sacrum. Formation de gel lors de l'absorption des exsudats⁽¹⁾.



Suprasorb® H - boîte de 10 - DM de classe IIb
140128 - 10 x 10 cm // 140129 - standard 15 x 15 cm // 140130 - 20 x 20 cm
140126 - 14 x 14 cm Border (à bord auto-fixant) // 140127 - Sacrum 14 x 16 cm

Suprasorb® H fin - boîte de 10 - DM de classe IIa
140124 - 5 x 10 cm // 140121 - 5 x 20 cm // 140123 - 10 x 10 cm

Alginate

URGOSORB

Pansement drainant à base d'alginate de calcium et particules hydrocolloïdes. Sous forme de compresse et de mèche. Accélère la détersion par gélification de ses composants au contact des exsudats.

Indications : Détersion et cicatrisation des plaies fortement exsudatives, hémostase des plaies aiguës ou chroniques hémorragiques.



201004 - 5 x 5 cm boîte de 10 // 201091 - 5 x 10 cm boîte de 10
201013 - 10 x 10 cm boîte de 10 // 201095 - 10 x 12 cm boîte de 10
201102 - 10 x 20 cm boîte de 10 // 201096 - 5 x 30 cm boîte de 10 mèches

KALTOSTAT®

Pansement Alginate de Calcium pour les plaies hémorragiques.



168214 - 10 x 20 cm boîte de 10 // 168210 - 5 x 5 cm boîte de 10
168212 - 7,5 x 12 cm boîte de 10
168117 - Hors LPPR Mèche 2 g, 2,1 x 42,3 cm boîte de 5

SUPRASORB® A ET A + Ag.

Fibre d'alginate de calcium pur, grande capacité d'absorption des exsudats⁽¹⁾. Formation rapide de gel⁽²⁾ qui maintient le milieu humide. Doux et souple⁽⁵⁾ pour une haute conformabilité⁽⁴⁾. Polymères d'acides alginiques caractérisés par leurs propriétés hémostatiques⁽³⁾. Pour plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes.

Pour plaies infectées ou présentant un risque d'infection utiliser Suprasorb A + Ag.

Combinaison : Fixer à l'aide du Suprasorb H pansement Hydrogel⁽⁵⁾.

Suprasorb® A : DM Classe IIb

Suprasorb® A + Ag : DM Classe III



Suprasorb® A
24868 - 5 x 5 cm boîte de 10 (non LPPR) // 24869 - 10 x 10 cm boîte de 10
24870 - 10 x 20 cm boîte de 10 // 24867 - Mèche 30 cm boîte de 5 (non LPPR)

Suprasorb® A + AG (non LPPR)
20570 - 5 x 5 cm boîte de 100 // 20571 - 10 x 10 cm boîte de 50
20572 - 10 x 20 cm boîte de 20 // 20573 - Mèche 30 cm boîte de 20

(1) DFC-2016-052 // (2) DFC-2016-053 // (3) Bon usage des technologies médicales - Les pansements HAS, 2011// (4) DFC-2016-010 // (5) Notice d'utilisation

Hydrocellulaire

SUPRASORB® P

Pansement hydrocellulaire avec une haute conformabilité⁽⁴⁾, souple et doux⁽¹⁾. Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives. Mousse de polyuréthane à pores fins⁽⁴⁾. Interface micro-perforée au contact de la plaie⁽⁴⁾. Favorise la cicatrisation grâce au maintien du milieu humide⁽²⁾, gère efficacement l'exsudat⁽³⁾ et favorise le confort patient grâce à un retrait facilité⁽⁴⁾.

DM Classe IIb

(1) DFC-2016-019 // (2) DFC-2016-051 // (3) DFC-2016-020 // (4) Notice d'utilisation



Adhésif
82014 - 7,5 x 7,5 cm boîte de 10 // 82035 - 10 x 10 cm boîte de 10
20425 - 15 x 15 cm boîte de 5 // 20535 - Sacrum 18 x 20,5 cm boîte de 5

Non-adhésif
82044 - 7,5 x 7,5 cm boîte de 10 // 82045 - 10 x 10 cm boîte de 10
20421 - 15 x 15 cm boîte de 5

VLIWASORB® PRO

Pansement super-absorbant pour le traitement des plaies en phase d'exsudation. Pour plaies modérément à fortement exsudatives. Bonne capacité d'absorption et de rétention⁽²⁾. Limite l'adhésion à la plaie grâce à son interface en polyéthylène et prévient le phénomène de macération⁽¹⁾. Peut-être utilisé comme pansement secondaire en combinaison avec Suprasorb A pour soigner les plaies profondes⁽¹⁾.

DM Classe IIb.

(1) Notice d'utilisation // (2) DFC-2019-112



Non-adhésif - Boîte de 10
34460 - 10 x 10 cm // 34461 - 12,5 x 12,5 cm // 34462 - 12,5 x 22,5 cm
34465 - 17,5 x 17,5 cm // 34464 - 22 x 31 cm // 34466 - 25 x 30 cm

Hydrocellulaire

URGOTUL ABSORB

Micro-adhérent. Technologie TLC. Mousse très absorbante.

Indications : Plaies exsudatives chroniques, aiguës et traumatiques.



201043 - 15 x 20 cm boîte de 10
201019 - 6 x 6 cm boîte de 16
201036 - 13 x 12 cm boîte de 16

URGOTUL ABSORB BORDER

Micro-adhérent adhésif, semi-perméable, tri-couches. Technologie TLC. Pose facilitée, retrait atraumatique. Permet la douche.

Indications : Plaies exsudatives chroniques, aiguës et traumatiques.



201045 - Sacrum 20 x 20 cm boîte de 10

URGOTUL BORDER

Siliconé imperméable avec TLC micro-adhérente. Mousse PU avec couche de super-absorbant. Retrait indolore et atraumatique.

Indications : Plaies peu à très exsudatives, aiguës (brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires) et chroniques (ulcères, escarres, plaies du pied diabétique).



201050 - Sacrum 20 x 20 cm boîte de 10
201067 - 6,5 x 10 cm boîte de 10
201068 - 8 x 15 cm boîte de 10
201069 - 10 x 25 cm boîte de 10
201012 - 8 x 8 cm boîte de 16
201040 - 13 x 13 cm boîte de 16

URGO CLEAN

Pansement hydrodétersif absorbant. Compresse stérile en non-tissé, fibres à haut niveau d'absorption. Gélification au contact des exsudats et création d'un milieu humide favorable à la détersion.

Indications : détersion des plaies exsudatives chroniques, potentiellement fibrineuses, aiguës, post-opératoires et oncologiques.



201014 - 6 x 6 cm boîte de 10 // 201083 - 6 x 10 cm boîte de 16
201022 - 10 x 10 cm boîte de 16 // 201084 - 13 x 12 cm boîte de 16
201015 - 15 x 20 cm boîte de 10 // 201023 - 5 x 40 cm boîte de 16 mèches

URGO CELL Ag.

Pansement absorbant lipido-colloïde, imprégné de sels d'argent. Semi-perméable, compresse de mousse de PU. Cicatrisation en milieu humide. Propriétés antibactériennes. Drainage des exsudats. Phénomènes de macération évités. Non adhésif.

Indications : Plaies exsudatives avec risques ou signes d'infection locale, plaies chroniques, aiguës.



Boîte de 16
201033 - 10 x 12 cm // 201056 - 15 x 20 cm

URGOSTART

Pansement absorbant micro-adhérent avec TLC-NOSF, non adhésif, non occlusif. Cicatrisation optimale. Formation d'un film lipide-colloïde.

Indications : traitement des plaies chroniques exsudatives (ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique, plaies aiguës chronicisées).



UrgoStart Micro-adhérent - boîte de 16
201061 - 6 x 6 cm // 201062 - 13 x 12 cm
201063 - 15 x 20 cm // 201064 - 12 x 19 cm talon

UrgoStart Interface - boîte de 16
201059 - 5 x 7 cm // 201060 - 10 x 10 cm
201070 - 13 x 12 cm // 201071 - 15 x 20 cm

UrgoStart Border - boîte de 16
201073 - 13 x 13 cm // 201074 - 15 x 20 cm
201072 - 8 x 8 cm // 201075 - Sacrum 20 x 20 cm

AQUACEL® FOAM

Pansement hydrocellulaire épais pour les plaies aiguës et chroniques modérément exsudatives ou en recouvrement. Bien plus qu'un pansement hydrocellulaire standard.

- Structure souple, douce et conformable
- Évite la diffusion des exsudats sur la peau péri-lésionnelle et prévient ainsi la macération
- Protection des tissus néoformés
- Atraumatique lors du port et du retrait.
- Pansement découpable



Non-adhésif


420186 - 12,5 x 12,5 cm boîte de 16 // 420663 - 15 x 20 cm boîte de 10
420188 - 17,5 x 17,5 cm boîte de 10 // 420662 - 20 x 20 cm boîte de 10

Adhésif - boîte de 10 sauf 420620 boîte de 16

420620 - 12,5 x 12,5 cm // 420621 - 17,5 x 17,5 cm
420655 - Talon/multisite 19,8 x 14 cm // 420656 - Petit sacrum 20 x 16,9 cm
421049 - Sacrum standard 24 x 21,5 cm // 420653 - 21 x 21 cm
420804 - 8 x 8 cm // 421149 - 8 x 13 cm // 421151 - 10 x 20 cm
421155 - 10 x 30 cm

FOAM LITE CONVATEC™

Pansement hydrocellulaire mince pour les plaies aiguës et chroniques peu ou pas exsudatives et pour protéger et favoriser la cicatrisation. Pansement découpable, doux, léger, souple et conformable. Atraumatique au retrait.



Boîte de 10

421563 - 5,5 x 12 cm // 421557 - 8 x 8 cm // 421559 - 10 x 10 cm
421928 - 10 x 20 cm // 421561 - 15 x 15 cm

Hydrocellulaire - Gamme Collectivité

Bordés

MEPILEX® BORDER

Pansement hydrocellulaire auto-fixant siliconé - Technologie Safetac®.

Indications : Traitement des plaies chroniques ou aiguës dès la phase de bourgeonnement.



Boîte de 5

295 210 - 7,5 x 8,5 cm // 295 300 - 10 x 10 cm
295 000 - 12,5 x 12,5 cm // 295 400 - 15 x 15 cm
295 410 - 17,5 x 17,5 cm // 295 610 - 17,5 x 23 cm

Bordés anatomiques

MEPILEX® BORDER SACRUM OU TALON

Pansement hydrocellulaire auto-fixant siliconé, forme Sacrum ou Talon - Technologie Safetac®.

Indications : Prévention des escarres en complément du protocole standard. Traitement des ulcères/escarres au niveau du sacrum ou du talon.



Boîte de 10

282 200 - Sacrum - 20 x 20 cm
283 221 - Talon - 18,5 x 25 cm

Superbabsorbants

MEXTRA SUPERABSORBENT

Pansement superabsorbant multicouches

Indications : Traitement des plaies chroniques ou aiguës hyper-exsudatives.



Boîte de 10

610 700 - 10 x 10 cm // 610 730 - 15 x 20 cm
610 750 - 20 x 30 cm

Non bordés

MEPILEX®

Pansement hydrocellulaire micro-adhérent siliconé - Technologie Safetac®.

Indications : Traitement des plaies chroniques ou aiguës compris avec peau périlésionnelle fragile.



Boîte de 5

294 100 - 10 x 10 cm // 294 300 - 15 x 15 cm // 294 310 - 17,5 x 17,5 cm
294 410 - 21 x 22 cm

Non bordés anatomiques

MEPILEX® TALON

Pansement hydrocellulaire micro-adhérent siliconé, forme talon - Technologie Safetac®.

Indications : Traitement des plaies chroniques ou aiguës localisées au niveau du talon ou des malléoles.



Boîte de 5

288 200 - 13 x 21 cm

Hydrocellulaire - Gamme Sophistiquée

Hydrocellulaires auto-fixant

MEPILEX® BORDER FLEX EM

Pansement hydrocellulaire siliconé flexible forme mince.

Indications : Plaies pas à peu exsudatives. Plaies post opératoires. Plaies traumatiques.



Boite de 10

581 220 - 5 x 5 cm // 581 320 - 6 x 12 cm // 581 520 - 9 x 15 cm
581 820 - 10 x 20 cm

Version capacité d'absorption importante - Boite de 10

595 820 - 10 x 25 cm // 595 920 - 10 x 30 cm

MEPILEX® BORDER FLEX OVAL

Pansement hydrocellulaire auto-adhésif siliconé flexible à 360° Technologie Safetac®.

Indications : Pour tous types de plaies exsudatives (aigües ou chroniques), pour toutes les localisations (zones planes, non planes, y compris les articulations).



583 520 - 7,5 x 9,5 cm boîte de 16 // 583 620 - 10 x 12,5 cm boîte de 16
583 320 - 13,5 x 16,5 cm boîte de 16 // 583 420 - 16 x 20 cm boîte de 10

MEPILEX® BORDER FLEX CARRÉ

Pansement hydrocellulaire auto-adhésif siliconé flexible à 360°. Technologie Safetac®.

Indications : Pour tous types de plaies exsudatives (aigües ou chroniques), pour toutes les localisations (zones planes, non planes, y compris les articulations).



595 221 - 7,5 x 8,5 cm boîte de 16 // 595 321 - 10 x 10 cm boîte de 16
595 021 - 14 x 15 cm boîte de 16 // 595 421 - 17,5 x 17,5 cm boîte de 10
595 621 - 17,5 x 23 cm boîte de 10

MEPILEX® BORDER SACRUM PROTECT

Pansement hydrocellulaire auto-fixant siliconé, forme Sacrum - Technologie Safetac®.

Indications : Traitement des plaies exsudatives de la région du sacrum (escarres sacrées, kystes pilonidaux).



Boite de 10

282 040 - 16 x 20 cm // 282 440 - 22 x 25 cm

MEPILEX® BORDER TALON PROTECT

Pansement hydrocellulaire auto-fixant siliconé, forme talon - Technologie Safetac®.

Indications : Traitement des plaies exsudatives de la région du talon (escarres sacrées, ulcères).



Boite de 10

282 720 - 22 x 23 cm

Siliconés micro-adhérents

MEPILEX® XT

Pansement hydrocellulaire micro-adhérent siliconé - Technologie Safetac®.

Indications : Traitement des plaies exsudatives (ulcères de jambes, plaies du pied diabétique).



211 121 - 14 x 15 cm boîte de 16 // 211 221 - 10 x 21 cm boîte de 16
211 321 - 17,5 x 17,5 cm boîte de 10 // 211 421 - 21 x 22 cm boîte de 10

Superabsorbants multicouches

MEXTRA® SUPERABSORBANT

Pansement superabsorbant multicouches.

Indications : Traitement des plaies fortement exsudatives (ulcères veineux, artériels et diabétiques). Toutes plaies lymphatiques. Escarres.



610 180 - 12,5 x 12,5 cm boîte de 16 // 610 280 - 17,5 x 22,5 cm boîte de 10
610 580 - 22,5 x 27,5 cm boîte de 10 // 610 680 - 12,5 x 22,5 cm boîte de 10
610 780 - 22,5 x 42,5 cm boîte de 10

Hydrofibre

AQUACEL® EXTRA™

Pansement hydrofibre pour les plaies aiguës et chroniques exsudatives à très exsudatives. En plus de l'absorption, de multiples bénéfices :

- Maintient un milieu humide favorable à la cicatrisation grâce à la formation d'un gel cohésif au contact des exsudats
- Séquestre les bactéries dans le gel
- Facilite la détersion autolytique
- Minimise la douleur associée aux changements de pansements.
- Existe en mèche de 4 x 30 cm pour les plaies cavitaires/anfractueuses.



420823 - 12,5 x 12,5 cm boîte de 16 // 420819 - 13,5 x 15 cm boîte de 16
422622 - 20 x 24 cm boîte de 10 // 420818 - 5 x 10 cm boîte de 10
420822 - Mèche 4 x 30 cm boîte de 10

AQUACEL® MÈCHE

Pansement hydrofibre pour les plaies cavitaires ou anfractueuses aiguës ou chroniques exsudatives à très exsudatives. Mèche tramée renforcée et plus résistante. Facilite le retrait d'un seul tenant.

En plus de l'absorption, de multiples bénéfices :

- Maintient un milieu humide favorable à la cicatrisation grâce à la formation d'un gel cohésif au contact des exsudats
- Séquestre les bactéries dans le gel
- Facilite la détersion autolytique
- Minimise la douleur associée aux changements de pansements.



403772 - 2,5 x 40 cm boîte de 16

Tulle et Interface

URGOTUL

Interface lipido-colloïde non occlusive. N'adhère ni à la plaie ni à son pourtour. Souple et confortable.

Indications : plaies (aiguës, pied diabétique, chroniques, d'épidermolyse). Plaies anfractueuses, méchage des plaies.



201005 - 5 x 5 cm boîte de 10
201016 - 10 x 10 cm boîte de 10
201049 - 15 x 20 cm boîte de 10
201053 - 10 x 40 cm boîte de 10
201066 - 10 x 12 cm boîte de 16

URGOTUL LITE

Indications : plaies modérément exsudatives, chroniques ou aiguës. Traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association avec son traitement spécifique. Plaies dont la peau péri-lésionnelle est fragilisée.



201104 - 6,5 x 10 cm boîte de 10
201093 - 13 x 12 cm boîte de 10
201088 - 10 x 20 cm boîte de 10
201041 - 15 x 20 cm boîte de 10

URGOTUL LITE BORDER

Extra fin, prêt à poser. Support protecteur adhésif semi perméable en PU enduit en périphérie. Trame aérée.

Indications : plaies aiguës, chroniques au stade de bourgeonnement et d'épidermisation.



201042 - 15 x 20 cm boîte de 10
201026 - 10 x 20 cm boîte de 10
201090 - 10 x 12 cm boîte de 10
201089 - 8 x 8 cm boîte de 10

MEPITEL® ONE

Pansement interface siliconé - Technologie Safetac®.

Indications : Traitement des plaies chroniques ou aiguës en phase d'épidermisation.



Boîte de 10, sauf 289 620 boîte de 5
289 120 - 5 x 7,5 cm // 289 320 - 7,5 x 10 cm // 289 520 - 10 x 18 cm
289 620 - 24 x 27,5 cm

MÉDITULLE®

Compresse grasse stérile. Grandes mailles de coton imprégnées de paraffine (vaseline). Protectrice et non adhérente à la plaie.



Boîte de 10.
135290 - 10 x 10 cm // 135291 - 5 x 5 cm // 135292 - 10 x 40 cm



Charbon

CARBOFLEX®

Pansement charbon, stérile non adhésif constitué de 5 couches. Indiqué pour la prise en charge des plaies chroniques et aiguës malodorantes.



Hors LPPR

403202 - 10 x 10 cm boîte de 10

VLIWAKTIV®

Traitement des plaies malodorantes. Compresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs⁽¹⁾. Agit comme un antibactérien⁽²⁾.

DM classe Is

(1) DFC-2020-015 2 // (2) DFC-2020-016



Non LPPR

20254 - 10 x 10 cm boîte de 20 // 20255 - 10 x 20 cm boîte de 20

Argent

URGOTUL Ag.

Imprégnés de sels d'argent. Interface non adhésive à la plaie. Cicatrisation en milieu humide. Antibactérien.

Indications : plaies à risques ou signes d'infection locale, plaies chroniques et plaies aiguës. Recommandés pour les peaux périlésionnelles fragilisées.



Boîte de 16

201030 - 10 x 12 cm // 201054 - 15 x 20 cm

URGOTUL Ag. LITE BORDER

Idem UrgoTul AG Lite. Adhésif.



Boîte de 16

201017 - 8 x 8 cm // 201031 - 10 x 12 cm
201018 - 6,5 x 10 cm

AQUACEL® Ag.

Pansement hydrofibre aux ions argent pour plaies chroniques ou aiguës infectées ou à risques d'infection. Pouvoir bactéricide des ions argent. Activité anti-microbienne pour la plaie. Pansement découpable, confortable pour le patient.



Hors LPPR

403722 - 10 x 12 cm boîte de 16
403723 - 13,5 x 15 cm boîte de 16
403720 - 15 x 20 cm boîte de 10
403773 - Mèche 2,5 x 40 cm boîte de 16
403706 - 5 x 5 cm boîte de 10

Autre Pansement Technique

SUPRASORB® F

Imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau⁽¹⁾.

Non stérile : fixation de pansements et prévention des escarres⁽²⁾

Stérile : plaies superficielles peu exsudatives, fixation de cathéters.

(1) Notice d'utilisation // (2) DF-2016-025



Non stérile - DM Classe I

82084 - Rouleau 10 cm x 1 m boîte de 1

Stérile - DM Classe IIa

82799 - 5 x 7 cm boîte de 10 // 82800 - 10 x 12 cm boîte de 10

DEBRISOFT® PAD

Détersion des plaies aiguës ou chroniques superficielles. Peut être utilisé pour les plaies avec une couche importante de kératose ou de nécrose, si ces plaies ont subi au préalable un traitement autolytique⁽¹⁾.

DM Classe Is

(1) Notice d'utilisation



Boîte de 5

34321 - 10 x 10 cm (non LPPR)

Fixations

TUBIFAST® WITH 2-WAY STRETCH®

Jersey tubulaire en rouleau et extensible dans les 2 sens, non stérile.

Indications : Bandage tubulaire en jersey extensible non-stérile.



2480 - 3,5 cm x 1 m (ligne rouge) ø 9-18 cm - 1 bande

2481 - 5 cm x 1 m (ligne verte) ø 14-24 cm - 1 bande

2446 - 7,5 cm x 10 m (ligne bleue) ø 24-40 cm - 1 rouleau

2447 - 10,75 cm x 10 m (ligne jaune) ø 35-64 cm - 1 rouleau

2448 - 20 cm x 10 m (ligne violette) ø 64-130 cm - 1 rouleau

MEPITEL® FILM

Film semi-perméable, transparent, siliconé - Technologie Safetac®.

Indications : Film semi-perméable, transparent, siliconé, stérile.



296 550 - 10,5 x 12 cm - boîte de 10 // 296 750 - 10,5 x 25 cm - boîte de 10

296 950 - 15,5 x 20 cm - boîte de 10

Acide Hyaluronique

IALUSET®

Pansement sous forme de crème ou compresse imprégnée, contenant de l'acide hyaluronique, un constituant naturel de la matrice extra-cellulaire de la peau. L'acide hyaluronique intervient à toutes les étapes de la cicatrisation, de la phase vasculaire inflammatoire à la réépithélialisation, en passant par le bourgeonnement. Indiqué pour la cicatrisation des plaies propres, non suintantes, non infectées ou sur-infectées, qu'elles soient aiguës ou chroniques.

3401076312351 - Crème 100 g // 3401076312122 - 10 compresses 10 x 10 cm

3401043259573 - Flacon pressurisé 100 g



Conditionnements en vigueur au 1er juin 2020 susceptibles de modifications en fonction de l'évolution de la nomenclature.

Mentions légales Lohmann & Rauscher : dispositifs médicaux (classes et indications mentionnées sous chaque article). Consulter les notices d'utilisation/étiquetages spécifiques à chacun pour plus d'informations (notamment pour les contre-indications, le cas échéant). Fabriqués par Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG, évaluation de conformité approuvée par le TÜV (CE0123), excepté pour les dispositifs médicaux de classe I non stérile, sauf : Suprasorb® G (pansement), fabriqué par Activa Hoallihcare Ltd. Évaluation de conformité réalisée par BSIC(CE008). Suprasorb® H, fabriqué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Lohmann & Rauscher SAS ZA de Choisy 88200 Remiement SIREN RCS Epinal B 380.236.091 AR-202009-017. Veuillez consulter les conditions de prise en charge auprès de votre conseiller de vente.



Sparadrap microporeux

ANAPORE®

Hypoallergénique. Support non-tissé blanc. Haute tolérance cutanée. Se retire sans douleur. Recommandé pour les renouvellements fréquents.



Sans dévidoir

- 135320 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
- 135321 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
- 135322 - 9,14 m x 5 cm carton de 6
- 135323 - 5 m x 1,25 cm carton de 24
- 135324 - 5 m x 2,5 cm carton de 12
- 135325 - 5 m x 5 cm carton de 6

Avec dévidoir

- 135326 - 5 m x 2,5 cm carton de 12
- 135327 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12

ANAPORE MICRO®

Sparadrap sur base polyéthylène microporeux. Se découpe facilement. Résiste à l'eau. Surface extensible.



- 135390 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
- 135391 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
- 135395 - 5 m x 1,25 cm carton de 24
- 135396 - 5 m x 2,5 cm carton de 12
- 135397 - 5 m x 5 cm carton de 6

ANAPORE® SOIE

Hypoallergénique, non-tissé blanc. Haute tolérance cutanée. Se retire sans douleur. Existe en plusieurs formats.



Sans dévidoir

- 135321 - 9,14 m x 1,25 cm

Avec dévidoir

- 135329 - 5 m x 1,25 cm

3M™ TRANSPORE™*

Sparadrap transparent. Résistant à l'eau et extensible. Laisse respirer la peau, bonne adhésivité, même en cas de transpiration. Fixe avec sécurité drain, cathéter, tubulure sur zone fixe ou mobile.



- TR912 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
- TR925 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
- TR950 - 9,14 m x 5 cm carton de 6

3M™ MICROPORE™*

Sparadrap microporeux. Conçu pour maintenir les pansements sur peau fine ou fragile. Laisse respirer la peau et hypoallergénique. Ne se décolle pas, même mouillé.



Sans dévidoir

- MI912 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
- MI925 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
- MI950 - 9,14 m x 5 cm carton de 6

Avec dévidoir

- MIDEV12 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24

3M™ DURAPORE™*

Sparadrap tissé. Adhésivité forte et durable. Résistant à l'eau. Fixe avec sécurité les pansements volumineux, les immobilisations, sondes, cathéters, etc.



- DUR12 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
- DUR25 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
- DUR50 - 9,14 m x 5 cm carton de 6

* 3M, Transpore™, Durapore™ et Micropore™ sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles. 3M™ Transpore™, 3M™ Durapore™, et 3M™ Micropore™ Silicone sont des dispositifs de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur l'emballage avant toute utilisation. Précaution d'emploi des sparadraps : ne pas poser en tension. Distribués par 3M France 1 Parvis de l'Innovation - 95006 Cergy-Pontoise Cedex

3M™ MICROPORE™* SILICONE

Fixation sûre et précise grâce à l'enduction adhésive de silicone. Retrait indolore et atraumatique même sur les peaux fragiles. Repositionnable et découpable à la main dans les deux sens.



Découpe sans ciseaux

9931042 - 5 m x 2,5 cm - 1 rouleau

URGO PORE

Sparadrap non-tissé souple microporeux de haute tolérance cutanée.



235216 - 8 cm x 2,5 cm - Lot de 24

HYPAFIX®

Bande adhésive multi-extensible haute tolérance cutanée. Support non tissé, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, extrêmement confortable, facilitant la pose au niveau des reliefs anatomiques.

71443-00 - 10 m x 2,5 cm // 71443-01 - 10 m x 5 cm // 71443-02 - 10 m x 10 cm
71443-03 - 10 m x 15 cm

HYPAFIX® TRANSPARENT

Film adhésif transparent imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus mais perméable à l'air et la vapeur d'eau.

72378-00 - 10 m x 5 cm // 72378-01 - 10 m x 10 cm // 72378-02 - 10 m x 15 cm
72378-03 - 2 m x 10 cm



Multi-extensible



Conformable



URGODERM

Support non tissé extensible dans la largeur. Excellente conformabilité. Microaéré. Forte adhésivité et haute tolérance cutanée. Facilité d'emploi grâce aux deux ailettes de préhension.



Multi-extensible



201086 - 10 m x 10 cm

EUROFIX®

Bande en non-tissé adhésive. Hypoallergénique. Haute résistance. Sa structure perforée lui donne un degré d'extensibilité et de déformations latérales.



Multi-extensible

135315 - 10 m x 5 cm // 135316 - 10 m x 10 cm // 135317 - 10 m x 15 cm
135318 - 10 m x 20 cm

CONSOMMABLE ||| Sparadrap - Pansement

PANSEMENT

Avec compresse neutre.



235230 - 4 cm x 1 cm - Boite de 1000

PANSEMENT PRISE DE SANG

Support tissu élastique, couleur chair, compresse neutre, avec un haut pouvoir absorbant.



Boite de 100.

135102 - 7 cm x 2 cm

NOUVEAU NOM - **LEUKOPLAST® SOFT WHITE**

Pansement adhésif multi-extensible en bande. À découper. Haute tolérance cutanée, doux, confortable avec compresse neutre et non adhérente à la plaie.

+ Idéal peau sensible



76450-00 - 5 m x 4 cm // 76450-01 - 5 m x 6 cm
76450-02 - 5 m x 8 cm

COMPRESSE URGOMULTI

En non-tissé, non adhérente. Bande à découper.

+ Extensible



235234 - Chair 5 m x 6 cm
235242 - Blanc 5 m x 4 cm

3M™ MEDIPORE™+PAD*

Pansement adhésif stérile avec compresse absorbante non adhérente.

+ Extensible et confortable



MED3562E - 5 cm x 7,2 cm - Boite de 50
MED3566E - 10 cm x 10 cm - Boite de 25
MED3569E - 10 cm x 15 cm - Boite de 25
MED3570E - 10 cm x 25 cm - Boite de 25

EUROPLAIE®

Pansement stérile en non-tissé adhésif sur les 4 côtés avec compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d'un film de Mylar. N'adhère pas à la plaie.



135261Z - 5 cm x 7,2 cm - Boite de 100
135262Z - 10 cm x 8 cm - Boite de 50
135263Z - 10 cm x 10 cm - Boite de 50
135264Z - 10 cm x 15 cm - Boite de 50

EUROPLAIE® FILM

Pansement transparent stérile. Adhésif sur les 4 cotés avec compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d'un film de Mylar. Imperméable à l'eau. N'adhère pas à la plaie.



135270 - 5 cm x 7 cm - Boite de 5
135271 - 9 cm x 10 cm - Boite de 5
135272 - 9 cm x 15 cm - Boite de 5
135273 - 10 cm x 20 cm - Boite de 5

3M™ TEGADERM™ FILM*

Pansement adhésif stérile transparent imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus, perméable à la vapeur d'eau. Pour la protection des escarres, ulcères, plaies superficielles non exsudatives et pour le maintien des cathéters. Facile à poser grâce au cadre de pose.



TE1624W - 6 cm x 7 cm - Boite de 100
TE1626W - 10 cm x 12 cm - Boite de 50

LEUKOMED® T SANS COMPRESSE STÉRILE

Film adhésif stérile transparent prédécoupé pour couvrir les plaies aiguës sèches (suture) et maintenir drains et cathéters. Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, évite le risque de macération.

+ Perméabilité Pré-découpé



72381-00 - 5 cm x 7,2 cm - Boite de 50
72381-01 - 8 cm x 10 cm - Boite de 50
72381-02 - 11 cm x 14 cm - Boite de 50



TEG3582 - 5 cm x 7 cm - Boite de 50
TEG3584 - 6 cm x 10 cm - Boite de 50
TEG3586 - 9 cm x 15 cm - Boite de 25

* Micropore, Durapore, Transpore, Medipore, Tegaderm sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles. Les pansements 3M™ Tegaderm™ Film sont des dispositifs médicaux de classe IIa. Marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Des tests de laboratoire ont prouvé que le pansement 3M™ Tegaderm™ Film agit comme une barrière imperméable contre les virus et bactéries ayant un diamètre supérieur ou égal à 27nm (ce qui est le cas des virus pathogènes transmissibles par le sang comme le HIV-1, les Hépatites A, B et C et l'herpès simplex) lorsque le pansement est intact et ne fuit pas. Les pansements 3M™ Tegaderm™+Pad sont des DM stériles, de classe IIa. Marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Les pansements 3M™ Medipore™+Pad sont des DM de classe Is. Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Les sparadraps 3M Durapore, 3M Transpore, 3M Micropore sont des DM classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les notices et informations sur les emballages avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex France.

EUROVIT®

Pansement absorbant non adhérent à la plaie "type pansement américain". Fermé sur les 4 côtés, muni sur la face externe d'un filet bleu pour une mise en place correcte. Constitué d'un coussin doux et absorbant, recouvert :

- Face interne : d'un voile de cellulose qui permet la diffusion des exsudats.
 - Face externe :
- EUROVIT + : voile de cellulose hydrophobe, perméable à l'air.
 - EUROVIT BLEU : film en polyéthylène totalement imperméable et intraversable.

Eurovit® +. Stérile. Voile hydrophobe.
Boîte de 10 emballages unitaires.

135530Z - 10 x 10 cm // 135532Z - 10 x 20 cm // 135534Z - 15 x 20 cm
135536Z - 20 x 20 cm // 135537Z - 20 x 25 cm

Eurovit® Bleu. Stérile. Voile intraversable.
Boîte de 10 emballages unitaires

135540Z - 10 x 10 cm // 135542Z - 10 x 20 cm // 135543 - 10 x 30 cm
135544Z - 15 x 20 cm // 135545Z - 15 x 25 cm // 135546Z - 20 x 20 cm



Eurovit® +. Non stérile. Voile hydrophobe.
Sachet de 50.

135570Z - 10 x 10 cm // 135572Z - 10 x 20 cm // 135574Z - 15 x 20 cm

Eurovit® Bleu. Non stérile. Voile intraversable.
Sachet de 50.

135582Z - 10 x 20 cm // 135584Z - 15 x 20 cm // 135587Z - 20 x 25 cm

BANDE DE CRÊPE

Pour toutes les fixations. 100 % coton, 75 g/m². Lavable et stérilisable. Étirable jusqu'à 4 m. Emballage individuel sous cellophane.



Carton de 50

135175A - 4 m x 5 cm // 135176A - 4 m x 7 cm
135177A - 4 m x 10 cm // 135178A - 4 m x 15 cm

BANDE DE GAZE EXTENSIBLE

Allongement 100 %. Lavable, stérilisable. Emballage individuel, sous cellophane.



Carton de 50

135181 - 3 m x 5 cm carton de 60 // 135182 - 3 m x 7 cm carton de 48
135183 - 3 m x 10 cm carton de 36 // 135164 - 4 m x 5 cm carton de 50
135165 - 4 m x 7 cm carton de 40 // 135166 - 4 m x 10 cm carton de 30

URGO K2®

Compression multicouches adaptée au traitement de l'ulcère veineux de jambe, de l'œdème et de l'insuffisance veineuse. 2 bandes actives multitypes et complémentaires.

- 1 bande de compression à allongement court ouatée
- 1 bande de compression à allongement long cohésive



235247 - 25 x 32 cm - largeur 10 cm
235246 - 18 x 25 cm

BANDE DE CONTENTION COHÉSIVE

Résistante. Convient pour le traitement des maladies veineuses, la petite traumatologie (entorses, claquages musculaires, ...) et le maintien des pansements.



Chair boîte de 1

135240 - 7 x 3 cm // 135242 - 10 x 3,5 cm

Blanc boîte de 1

135241 - 7 x 3 cm // 135243 - 10 x 3,5 cm

3M™ COHEBAN™*

Bande de contention cohésive : n'adhère que sur elle-même, sans coller à la peau. Élastique et adaptable sur toutes les parties du corps. Respirante et antidérapante. Facile à utiliser sans sparadrap ni agrafe. Adaptée aux peaux fragiles et sensibles.



Blanc

CO1584C - 7,35 m x 10 cm

Chair

CO1582C - 4,5 m x 5 cm // CO1583C - 6,3 m x 7 cm
CO1584C - 7,35 m x 10 cm

TENSOBAN®

Bande de protection cutanée sous contention. Haute confortabilité. Auto-adhérent. Fine, confortable et conformable. Sécable à la main. Rend le retrait et le renouvellement des contentions indolores. Utilisation simple.



71500-05 - 20 m x 7 cm // 71500-06 - 20 m x 10 cm



URGO STRAPPING

Bande élastique tissée enduite d'une masse adhésive sans solvant. Enduction et aération sur toute la surface. Hypoallergénique.

TRAUMATOLOGIE : Prévention musculotendineuse et ligamentaire et traitement des lésions traumatiques articulaires.

SOIN : Fixation de pansements.



235212 - 3 cm x 2,50 m // 235213 - 6 cm x 2,50 m
235214 - 8 cm x 2,50 m // 235215 - 10 cm x 2,50 m

TENSOPLAST®

Bande adhésive de contention. 100 % coton. Lisières tissées. Sans latex. Adhésivité immédiate et prolongée. Aérée par stries.

- Pour toute contention adhésive souple ou strapping en pathologie articulaire, tendineuse, musculaire et ligamentaire.
- Traitement élasto-compressif en phlébologie
- Fixation de pansements et/ou d'attelles.



Boite individuelle
72050-85 - 3 cm x 2,50 m // 72050-86 - 6 cm x 2,50 m
72050-87 - 8 cm x 2,50 m // 72050-88 - 10 cm x 2,50 m

3M™ ADHEBAN PLUS®

Bande de contention élastique adhésive. Pour la traumatologie (entorse, tendinite ou déchirure), la fixation de dispositifs et de pansements. Sans latex. Pose facile, y compris sur les zones mobiles. Perméable à l'air : laisse respirer la peau.



4481120 - 3 cm x 2,50 m // 4481137 - 6 cm x 2,50 m
4481143 - 8 cm x 2,50 m // 4480959 - 10 cm x 2,50 m

3M™ STERI-STRIP™

Suture cutanée adhésive.



STR1541 - 75 x 6 mm - pochette de 3 sutures
STR1546 - 100 x 6 mm - pochette de 10 sutures
STR1547 - 100 x 12 mm - pochette de 6 sutures
STR1540 - 75 x 3 mm - pochette de 5 sutures
STR1542 - 38 x 6 mm - pochette de 6 sutures

URGOSTRIPS®

Suture cutanée stérile, renforcée, adhésive. Hypoallergénique.



Boite de 50 pochettes
235236 - 75 x 3 mm - pochette de 5 sutures
235244 - 100 x 6 mm - pochette de 10 sutures

LEUKOSAN® ADHESIVE

Colle stérile haute viscosité pour fermeture cutanée. Forme une pellicule qui protège la plaie des germes externes. Tube de 0,7 ml.



Boite de 10.
72541-00 - Sous blister individuel

AGRAFEUSE 3M™ PRECISE

Agrafeuse cutanée à usage unique avec agrafes préformées arciformes.



Sous pochette individuelle stérile à usage unique.
PRE5W - agrafeuse de 5 agrafes // PREC15W - agrafeuse de 15 agrafes
PREC25W - agrafeuse de 25 agrafes
Pince ôte-agraves sous pochette unitaire stérile.
6466596 - boîte de 10

OPTIME TRESSE PGA RÉSORBABLE

Temps de résistance : 28/35 jours. Temps de résorption 60 à 90 jours. Longueur fil de 75 cm.



Boite de 36.
18S15L - Fil D1,5 - 4/0 / aiguille 19 mm - forme 3/8
18I20J - Fil D2 - 3/0 / aiguille 19 mm - forme 3/8
18S10F - Fil D3 - 5/0 / aiguille 16 mm - forme 1/2
18I15K - Fil D3 - 4/0 / aiguille 13 mm - forme 3/8

DAFILON FILS À PEAU EN POLYAMIDE

Monofilaments synthétiques non résorbables. Bleu. Indication : fermeture cutanée, Microchirurgie, Chirurgie plastique, Ophtalmologie & Neurochirurgie. Permet une surface lisse, résistante et élastique.



Boite de 12.
C0935123 - Dafilon 5/0 (1) 75 cm DS16
G0935190 - Dafilon 5/0 (1) 75 cm DS19
G0935328 - Dafilon 3/0 (2) 90 cm DS24
Boite de 36.
C0935131 - Dafilon 4/0 (1,5) 75 cm DS16 DDP
C0935336 - Dafilon 2/0 (3) 90 cm DS24
C0935239 - Dafilon 3/0 (2) 90 cm DS19

FERMETURE CUTANÉE FILAPEAU PETERS

Non résorbable. Monofil polyamide bleu, légère élasticité, bonne glisse, retrait facile. Longueur 90 cm et forme 3/8.



Boite de 12.
235760 - Fil D0,7 - 6/0 / aiguille 12 mm - code M
235761 - Fil D1 - 5/0 / aiguille 16 mm - code N
235762 - Fil D1,5 - 4/0 / aiguille 20 mm - code R
235767 - Fil D2 - 3/0 / aiguille 20 mm - code S
235765 - Fil D3 - 2/0 / aiguille 30 mm - code T

* 3M, Precise et Steri-Strip sont des marques déposées 3M. Photos 3M non contractuelles. Les bandes 3M™ Adheban Plus sont des dispositifs médicaux (DM) de classe I. Marquage CE. Les sutures cutanées 3M™ Steri-Strip™ et les ôte-agraves 3M™ Precise™ sont des DM de classe Is. Marquage CE2797. Les agrafeuses cutanées 3M™ Precise™ sont des DM de classe IIa. Marquage CE2797. Lire attentivement les recommandations avant toute utilisation. Distribuées par 3M France - 1 Parvis de l'Innovation - 95006 Cergy-Pontoise Cedex

FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE SURGIFIX®

Utilisé pour maintenir les pansements. Tressé en mailles larges à haute élasticité. Extensible et résistant. Permet à la peau de respirer plus facilement.



Boîte de 25 mètres étirés

- 135412 - Taille N° 0 - Doigt enfant
- 135400 - Taille N° 0,5 - Doigt adulte
- 135401 - Taille N° 1 - 2 doigts, pouce
- 135402 - Taille N° 2 - Poignet, cheville, pied
- 135403 - Taille N° 3 - Coude
- 135404 - Taille N° 4 - Main, bras
- 135405 - Taille N° 5 - Jambe
- 135406 - Taille N° 5,5 - Cordon ombilical, cuisse
- 135407 - Taille N° 6 - Tête, thorax
- 135408 - Taille N° 7 - Thorax, abdomen
- 135409 - Taille N° 8 - Thorax, bassin, épaule
- 135410 - Taille N° 9 - Thorax très fort
- 135411 - Taille N° 10 - Thorax extra fort

Désinfection Cutanée

CHLORHEXIDINE

Désinfectant puissant.



Pulvérisateur
208003 - 50 ml // 208004 - 100 ml

CHLORHEXIDINE AQUEUSE À 0,2 %⁽¹⁾

Solution stérile, une dose par soin.



612707 - Boîte de 10 doses de 5 ml.

CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE 2 %⁽¹⁾

Désinfection de la peau saine.



613742 - 125 ml // 613743 - 250 ml
613744 - 500 ml

SPRAY DÉSINFECTANT⁽¹⁾

Pratique et hygiénique, permet un soin sans contact cutané. Chlorhexidine aqueuse 0.5%. Ne pique pas.



621714 - 100 ml

ALCOOL⁽¹⁾ MODIFIÉ À 70 % VOL.

Désinfection de la peau saine.



612712 - 125 ml // 612705 - 250 ml
612706 - 500 ml

ALCOOL

Isopropylique 70°.



Pulvérisateur
298199 - 50 ml // 208000 - 100 ml // 298202 - 2 L

Flacon
201107 - 250 ml // 201085 - 500 ml // 208002 - 1 L

Distributeur
298203 - 500 ml

TAMPON ALCOOL 70°

Prêt à l'emploi pour toute désinfection cutanée locale de la peau. Papier crêpe imprégné d'alcool à 70°.



148102 - Boîte de 100

DÉCOLLE-ADHÉSIF

Enlève toutes les traces d'adhésif. S'utilise en faible quantité.



Pulvérisateur
298215 - 100 ml

(1) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avantage des Sets

- Rapidité de mise en œuvre
- Respect des règles d'aseptie
- Stérilité garantie
- Utilisation des emballages comme soutien au geste médical
- Économie (qualité et type de composants étudiés), pas de gaspillage
- Gain de temps, prêt à l'emploi, usage unique

SET DE PANSEMENT AVEC CHAMP ET DEUX PINCES ANATOMIQUES

* Composant arrivant en 1er à l'ouverture du blister.
Carton de 50.



Set de pansement	Avec champ			Sans champ	
	174940	CD1552K	174942	174966	174965
Blister rigide	1	1	1	1	1
Champ imperméable 38 x 45 cm	1*	1	1		
Pince kocher 14cm bleue		1*	1*		1*
Pince anatomique bleue mousse				1*	
Pince anatomique verte mousse				1	1
Pince anatomique verte fine	1	1	1		
Pince anatomique bleue fine	1				
Compresse non tissé 7,5 x 7,5 cm		5	5		5
Tampon de gaze Ø3 cm	5		5	3	
Tampons non tissé Ø3 cm		5			

SET DE SUTURE

SET D'ABLATION DE FILS

* Composant arrivant en 1er à l'ouverture du blister.

Présentation en blister rigide 4 alvéoles, 1 alvéole dédiée aux compresses et 2 étiquettes de traçabilité repositionnables.
Carton de 50.



Avec 2 champs patient	174667	174671
Blister rigide 4 alvéoles	1	1
Champ de table 38 x 45 cm	1*	1*
Champ fenêtré adhésif 50 x 50 cm	1	1
Porte aiguille 12,5 cm métal	1	1
Pince Adson à griffes 12,5 cm métal		1
Pince Adson sans griffes 12,5 cm métal	1	
Ciseaux bouts pointus 11 cm métal	1	1
Compresses non-tissé 7,5 x 7,5 cm	5	5
Étiquette de traçabilité	2	2

Avec 2 champs patient	174948
Blister rigide 4 alvéoles	1
Champ imperméable 38 x 45 cm	1*
Pince anatomique bouts pointus	1
Lame coupe fils long	1
Tampon gaze Ø3 cm (prune)	6

SET DE SONDAGE URINAIRE

Carton de 30.



	174920-1
Blister rigide 275 x 135 mm	1
Champ imperméable 75 x 90 cm	1
Champ imperméable 75 x 90 cm avec trou Ø10 cm pré-fendu sur 1/3	1
Pince kocher plastique - bleue	1
Compresses en non tissé - 7,5 x 7,5 cm	5
Seringue 20 ml luer 3 pièces	5
Ampoule d'eau stérile 20 ml	1
Aiguille 18 G 11/2	1
Étiquette de traçabilité	2
Hors blister - En satellite	
Gel lubrifiant stérile 5 g	1

SET POST OPÉRATOIRE

En boîte pour 3 soins pour le nettoyage, la désinfection, le recouvrement des plaies. Carton de 2 blisters.



	174973 <i>Petite plaie suturée non infectée</i>	174974 <i>Moyenne plaie suturée non infectée</i>	174975 <i>Grande plaie suturée non infectée</i>
Notice d'utilisation	1	1	1
Coupe-fils stérile	1	1	1
Sac collecteur de déchets	3	3	3
Pansement adhésif stérile avec compresses	3 (10x10cm)	3 (10x15cm)	3 (25x10cm)
Film adhésif semi-perméable stérile	3 (15x10cm)	3 (20x15cm)	3 (25x15cm)
3 blisters rigides contenant chacun :			
Pince anatomique plastique	2	2	2
Compresse en non-lissé 10 x 10 cm	5	5	5
Champ absorbant imperméable 30 x 45 cm	1	1	1

SET STANDARD PLAIES CHRONIQUES

En boîte pour 5 soins pour le nettoyage, la désinfection et le recouvrement des plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine.



	173000
Notice d'utilisation	1
Sac collecteur de déchets	5
Film adhésif transparent semi-perméable 100 x 150 mm	5
5 blisters rigides contenant chacun :	
Champ imperméable 30 x 45 cm	1
Paire de ciseaux pointus métal	1
Pince anatomique à bouts mousses	1
Pince anatomique à bouts fins	1
Compresses en non-lissé 10x10 cm	10

SET PERFUSION À DOMICILE

Adapté aux plateaux techniques en hospitalisation à domicile. Ces sets ont été conçus pour assurer les actes de perfusion, par voie centrale ou par voie périphérique et la réalisation ou réfection des pansements. Complets, ils répondent aux besoins des infirmières.

- Réf. 174478 : Set de pose de perfusion sur voie veineuse centrale. Carton de 50.
- Réf. 174688 : Set de base pour voie veineuse (branchement-remplissage-rinçage). Carton de 50.
- Réf. 174689 : Set de soins pour perfusion. Carton de 30.
- Réf. 174420 : Set complémentaire perfusion pour voie veineuse. Carton de 30.
- Réf. CS0052GN : Set de débranchement. Carton de 50.
- Réf. CD1552KNGW : Set de pansement. Carton de 50.



	174478	174688	174420	174689	CS0052GN	CD1552KNGW
Sachet pelable	1	1	1	1	1	
Blisters rigides						1
Sac à déchet DASRI	1					1
Champ enveloppant 45x75 cm	1					
Champ enveloppant 60x50 cm		1		1		
Essuie-mains 30x40 cm	1					
Charlotte à clip - élastique	1					
Masque HF	2	1				
Champ imperméable 38x45 cm - fenêtré - pré-fendu	1					
Champ imperméable 38x45 cm		1		1	1	1
Gant nitrile - T7/8	2	2			2	2
Compresse non-lissé 7,5x7,5 cm	10	5	5	10	5	5
Bandelette adhésive double	2					
Seringue 20ml LL	1	1				
Seringue 10 ml LL			1			
Aiguille 18 G x 1 1/2	1	1	1			
Tampon non tissé Ø3 cm						5
Pince kocher plastique bleue						1
Pince anatomique verte						1

« Découvrez notre instrumentation médicale de qualité.

Composée d'instruments stériles et à usage unique, pour une hygiène sans faille destinée à tous les professionnels.

Pensez également à vous rendre pages 62 et 63 pour découvrir toute l'offre instrumentation non stérile. »



INSTRUMENT SATELLITE MÉTAL STÉRILE

Emballage unitaire.



Ciseaux métal

- 174678 - Bouts pointus - 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100
- 174651 - Bouts pointus - 11,5 cm - blister rigide - carton de 50
- 174654 - Bouts pointus/ronds 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100
- 174655 - Coupe-fils - 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100



Ciseaux anneaux plastiques

- 174652 - Bouts pointus - 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100
- 174653 - Bouts ronds - 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100



Porte aiguille

- 174660 - À mors striés - 12 cm - sachet pelable - carton de 50
- 174661 - À mors striés - 14 cm - sachet pelable - carton de 50



Ôte agrafe

- 174687 - Sachet pelable - carton de 120
- 174662 - 10 cm - blister rigide - carton de 50

NOUVEAU

CURETTE

DERMATOLOGIQUE STÉRILE

Domaines d'application : Dermatologie, Oncologie.

Caractéristiques :

- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
- Manche à prise en main dynamique et aisée
- Usage unique
- Stérile et prêt à l'emploi
- Large gamme de tailles



Emballage unitaire, boîte de 10.

- 174445 - 2 mm // 174446 - 3 mm // 174447 - 4 mm
174448 - 5 mm // 174449 - 7 mm

NOUVEAU

PUNCH

À BIOPSIE STÉRILE

Domaines d'application : Dermatologie, Gynécologie, Pédiatrie.

Caractéristiques :


- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
- Manche strié pour assurer un geste précis et sûr
- Taille gravée sur chaque punch pour une identification aisée
- Stérile et prêt à l'emploi
- Usage unique
- Large gamme de tailles



Emballage unitaire, boîte de 10.

- 174455 - 1 mm // 174456 - 1,5 mm // 174457 - 2 mm
174458 - 2,5 mm // 174459 - 3 mm // 174464 - 3,5 mm
174465 - 4 mm // 174466 - 5 mm // 174467 - 6 mm
174468 - 7 mm // 174469 - 9 mm

INSTRUMENT SATELLITE PLASTIQUE STÉRILE



Carton de 100

- 135908 - Pince kocher - 14 cm - bleue - sachet pelable
135907 - Pince anatomique bouts mousses 12,5 cm - bleue - sachet pelable
SP-PDFB - Pince anatomique bouts fins 12,5 cm - bleue - sachet pelable

INSTRUMENT SATELLITE MÉTAL STÉRILE

Emballage unitaire.



N° Pince

- 1 174656 - Pince à disséquer à griffes 12,5 cm sachet pelable - carton de 100
1 174657 - Pince à disséquer sans griffes 12,5 cm sachet pelable - carton de 100
2 174658 - Pince Adson à griffes - 12,5 cm - sachet pelable - carton de 100
2 174659 - Pince Adson sans griffes -12,5 cm sachet pelable - carton de 100
2 174441 - Pince micro Adson à griffes 12,5 cm métal - sachet pelable carton de 100
2 174440 - Pince micro Adson sans griffes 12,5 cm métal - sachet pelable carton de 100
3 174683 - Pince Kocher à griffes - 14 cm - sachet pelable - carton de 50
3 174401 - Pince Kocher sans griffes 14 cm sachet pelable - carton de 50

N° Autre instrument

- 4 174663 - Stylet Olivaire double - 14 cm - sachet pelable - carton de 100
5 174684 - Sonde canelée - 14 cm - sachet pelable - carton de 100

CHAMP DE SOINS EURODRAPE®

Conçu pour la petite chirurgie et les soins particuliers. Composé d'une feuille opaque de polyéthylène doublée d'une feuille absorbante en cellulose.



Champ simple, boîte de 50

- 161600 - 40 x 45 cm
161601 - 45 x 75 cm
161602 - 75 x 90 cm



Champ fenestré, boîte de 25

- 161630 - 50 x 60 cm diamètre 6 cm
161632 - 70 x 90 cm orifice 7 x 12 cm



Champ simple adhésif, boîte de 50

- 161620 - 50 x 50 cm avec adhésif 5 cm x 50 cm
161621 - 50 x 70 cm avec adhésif 5 cm x 70 cm
161622 - 75 x 75 cm avec adhésif 5 cm x 75 cm
161623 - 75 x 90 cm avec adhésif 5 cm x 90 cm



Champ fenestré avec adhésif 12 x 12 cm, Diamètre 6 cm. Boîte de 50

- 161640 - 50 x 50 cm
161641 - 50 x 70 cm
161642 - 70 x 90 cm



CONSOMMABLE ||| Instrumentation

AIGUILLE HYPODERMIQUE EUROFINE®

Aiguille en acier inoxydable stérile. Embase en polypropylène translucide aux couleurs standards. Diamètre extérieur de 0,45 à 1,2 mm. Longueurs disponibles : 12, 16, 25, 30, 40 et 50 mm. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



Boîte de 100

- | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------------|
| 101300 | ∅ 12 x 0,45 mm - 26 G | 101301 | ∅ 16 x 0,50 mm - 25 G |
| 101302 | ∅ 25 x 0,60 mm - 23 G | 101303 | ∅ 30 x 0,70 mm - 22 G |
| 101304 | ∅ 40 x 0,70 mm - 22 G | 101305 | ∅ 25 x 0,80 mm - 21 G |
| 101306 | ∅ 40 x 0,80 mm - 21 G | 101314 | ∅ 50 x 0,80 mm - 21 G |
| 101307 | ∅ 25 x 0,90 mm - 20 G | 101308 | ∅ 40 x 0,90 mm - 20 G |
| 101309 | ∅ 30 x 1,00 mm - 19 G | 101310 | ∅ 25 x 1,10 mm - 19 G |
| 101311 | ∅ 40 x 1,10 mm - 19 G | 101312 | ∅ 40 x 1,20 mm - 18 G |
| 101313 | ∅ 40 x 1,20 mm - 18 G Biseau court | | |

AIGUILLE SÉCURISÉE SURGUARD® II

Aiguille stérile disposant d'une embase compatible avec toutes les seringues à embout Luer et Luer Lock.



Activation unimanuelle


Boîte de 100

- | | | | |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
| SG21825M | ∅ 25 x 1,20 mm - 18 G | SG21838M | ∅ 38 x 1,20 mm - 18 G |
| SG21925M | ∅ 25 x 1,10 mm - 19 G | SG21938M | ∅ 38 x 1,10 mm - 19 G |
| SG22025M | ∅ 25 x 0,90 mm - 20 G | SG22038M | ∅ 38 x 0,90 mm - 20 G |
| SG22125M | ∅ 25 x 0,80 mm - 21 G | SG22138M | ∅ 38 x 0,80 mm - 21 G |
| SG22225M | ∅ 25 x 0,70 mm - 22 G | SG22238M | ∅ 38 x 0,70 mm - 22 G |
| SG22325M | ∅ 25 x 0,60 mm - 23 G | SG22338M | ∅ 38 x 0,60 mm - 23 G |
| SG22516M | ∅ 16 x 0,50 mm - 25 G | SG22525M | ∅ 25 x 0,50 mm - 25 G |
| SG22538M | ∅ 38 x 0,50 mm - 25 G | SG22613M | ∅ 13 x 0,45 mm - 26 G |
| SG22713M | ∅ 13 x 0,40 mm - 27 G | SG23013M | ∅ 13 x 0,30 mm - 30 G |

Choisir son aiguille


- la gauge (∅ interne de l'aiguille)
- code couleur associé
- la longueur de la canule
- le biseau de l'aiguille (atraumatique)

NF EN ISO 7864



MICROPERFUSEUR EUROFLY®

Tubulure de 30 cm en PVC transparent. Embout luer-lock. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



Boîte de 100

- | | | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 105101 | 20 x 0,50 | 105102 | 20 x 0,60 | 105103 | 20 x 0,70 |
| 105104 | 20 x 0,80 | 105105 | 20 x 0,90 | | |

MICROPERFUSEUR ÉPICRANIEN À AILETTES SÉCURISÉ

Système de sécurisation Surshield® unimanuel irréversible avec confirmation sonore. Tubulure souple de 30 cm sans mémoire de forme. Sans latex, ni phtalate (DEHP).




Boîte de 50

- | | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 105310 | 18 G - SV*S18NL30 | 105311 | 19 G - SV*S19NL30 |
| 105312 | 21 G - SV*S21NL30 | 105313 | 22 G - SV*S22NL30 |
| 105314 | 23 G - SV*S23NL30 | 105315 | 25 G - SV*S25NL30 |

MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN

Dispositif avec tubulure en PVC. Embase munie d'un obturateur. Tubulure : 30 cm.



Boîte de 50

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 105301 | 19 x 1,10 - SV*19NL30 - Crème |
| 105302 | 19 x 0,80 - SV*21BLK03 - Vert |
| 105303 | 19 x 0,70 - SV*22BLK03 - Noir |
| 105304 | 19 x 0,60 - SV*23NL30 - Bleu |
| 105305 | 19 x 0,50 - SV*25NL30 - Orange |

AIGUILLE DE PHLÉBOLOGIE

Sachet stérile à usage unique. Emballage individuel.



Boîte de 100
101315 - Biseau normal 12 x 0,3

AIGUILLE MÉSOTHÉRAPIE PIC®

Technologie triple biseau. En acier inoxydable pour des séances indolores. S'adapte sur un cône Luer ou Luer Lock, base translucide. Stérile, à usage unique.



Boîte de 100
102100 - 4 mm x 0.40 Luer 27 G
102101 - 6 mm x 0.40 Luer 27 G

AIGUILLE EUROPEN® POUR STYLO À INSULINE

Biseautage triple pour une pénétration rapide et aisée. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Compatible avec tous types de stylos.



Boîte de 100
101400 - 0,25 x 6 mm // 101401 - 0,25 x 8 mm
101402 - 0,33 x 12 mm // 101405 - 0,30 x 8 mm
101406 - 0,30 x 10 mm

Collecteur de Déchets

CONTENEUR



Indispensable

Pour collecter tous les déchets dangereux et infectés.
Résistent aux chocs, perforations et solvants.



N°	Description
1	162518 - 0,30 L - carton de 100
2	162517 - 0,45 L - carton de 100
3	162501 - 0,60 L - carton de 100
4	162514 - 1 L - carton de 100
5	162503 - 2 L - carton de 50 + 1 embase
	162504 - 4 L - carton de 50
	162505 - 7 L - carton de 50
	162506 - 11/13 L - carton de 20
6	162515 - Quiver 7,50 L - carton de 20
7	162511 - Carton de 50 L - par 100

DÉSADAPTEUR DIABOX

Efficace et sûr, il assure la protection de l'utilisateur.



Boîte de 100
101412 - Diabox

RÉCUPÉRATEUR D'AIGUILLE SANIBOX®


Permet la collecte d'environ 200 aiguilles usagées (0,17L). Se glisse facilement dans une vallette.



La pièce
162100 - Sanibox

SERINGUE 3 PIÈCES NUE

En polypropylène inerte. Joint d'étanchéité à double contact, sans latex. Graduations nettes. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. (Conforme aux normes européennes).



- 103322 - Insuline Nue 1CC - 100 Unités - Boite de 100 - Carton de 1000
- 103323 - Tuberculine Nue 1CC - Boite de 100 - Carton de 1000
- 103324 - Tuberculine AA - 26 G x 13 mm - Boite de 100 - Carton de 1000
- 103325 - Tuberculine AA - 25 G x 16 mm - Boite de 100 - Carton de 1000
- 103326 - Insuline AA - 25 G x 16 mm - Boite de 100 - Carton de 1000
- 103327C - 3 ml Luer - Boite de 100 - Carton de 3000
- 103328C - 3 ml Luer Lock - Boite de 100 - Carton de 3000
- 103329C - 5 ml Luer - Boite de 100 - Carton de 2400
- 103330C - 5 ml Luer Lock - Boite de 100 - Carton de 2400
- 103331C - 10 ml Luer - Boite de 100 - Carton de 1600
- 103332C - 10 ml Luer Lock - Boite de 100 - Carton de 1600
- 103333C - 20 ml Luer - Boite de 50 - Carton de 800
- 103334C - 20 ml Luer Lock - Boite de 50 - Carton de 800
- 103640C/ - 30 ml Luer - Boite de 40 - Carton de 640
- 103641C - 30 ml Luer Lock - Boite de 40 - Carton de 640

SERINGUE 3 PIÈCES NUE

Stérile, sans latex. Colerette rigide et bouton poussoir garantissent le contrôle de la dose et de la stabilité durant l'injection. Stérilisation gamma.



- 103401A - 1 ml Tuberculine - Boite de 100
- 103414A - 1 ml Tuberculine AA 16 x 0,51
- 103413A - 1 ml Tuberculine AA 13 x 0,45
- 103420 - 1 ml Insuline 100 unités - Boite de 100
- 103403B - 3 ml Embout centré - Boite de 100
- 103465A - 3 ml Luer lock
- 103404A - 5 ml Embout centré - Boite de 100
- 103417B - 5 ml AA 40 x 0,80
- 103405B - 10 ml Embout excentré - Boite de 100
- 103418B - 10 ml AA 40 x 0,80
- 103406A - 20 ml Embout excentré - Boite de 50
- 103407A - 30 ml Embout excentré - Boite de 50
- 103409 - 50 ml Cathéter - Boite de 25
- 103408 - 50 ml Luer excentré - Boite de 25

GARROT CLIP

Très facile d'utilisation. Ouverture rapide et desserrage progressif. Longueur 45 cm, largeur 2,6 cm.



Indispensable

291000 - Garrot clip

Choisir sa seringue


NF EN ISO 7886 -1/-2

- Seringue 2 pièces : piston + corps



- Seringue 3 pièces : piston + élastomère + corps

L'embout peut être centré, excentré, luer slip, luer lock ou cathéter.



La graduation peut être en ml (hypodermiques, tuberculiques) ou en unités (insuline).

Adaptées aux pousse-seringues électriques pour des débits très précis.

SERINGUE 3 PIÈCES



Nue

- 103337C - 50/60 ml Luer - Carton de 100
- 103338C - 50/60 ml Cathéter - Carton de 100

Avec aiguille stérile

- 103335 - Insuline 1 ml - LDS 29G - Boite de 30 - Carton de 3600
- 103336 - Insuline 0,5 ml - LDS 29G - Boite de 30 - Carton de 3600
- 103350 - Insuline 0,3 ml - LDS 29G - Boite de 30 - Carton de 3600

SERINGUE 3 PIÈCES AVEC AIGUILLE

Stérilisation gamma.



Site d'injection - conditionnement par 100

- 103421 - 1 ml - Aiguille montée amovible 29G (NN - 16 x 0,50)
- 103414 - 1 ml Tuberculine 25G (NN - 16 x 0,51)
- 103413 - 1 ml Tuberculine 26G (NN - 13 x 0,45)

SERINGUE 2 PIÈCES

Simple, précise et facile d'emploi, cette seringue est adaptée à tout type d'injection. Vendues nues.



- 103710 - 2 ml - Boite de 100 // 103711 - 5 ml - Boite de 100
- 103712 - 10 ml - Boite de 100 // 103713A - 20 ml - Boite de 50

Cathéter Périphérique Teflon

Fabriqués à partir d'un fluoroplastique flexible : l'ETFE. Aiguille à triple biseau universel. Incision douce et précise minimisant les risques de traumatisme. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Emballage rigide individuel. Boîte de 50.

COURT SURFLO™



115100A	●	14 G - 2,15 x 64 mm
115101A	●	16 G - 70 x 51 mm
115103A	●	18 G - 1,3 x 32 mm
115102A	●	18 G - 1,3 x 51 mm
115105A	●	20 G - 1,1 x 32 mm
115104A	●	20 G - 1,1 x 51 mm
115106A	●	22 G - 0,85 x 25 mm
115107A	●	24 G - 0,67 x 19 mm

COURT EN POLYURÉTHANE À AILETTES ET SITE D'INJECTION VERSATUS W™



SRDU1445PX	●	14 G - 2,00 x 45 mm
SRDU1745PX	●	17 G - 1,5 x 45 mm
SRDU1645PX	●	16 G - 1,75 x 45 mm
SRDU1832PX	●	17 G - 1,5 x 45 mm
SRDU1845PX	●	18 G - 1,3 x 45 mm
SRDU2032PX	●	20 G - 1,0 x 32 mm
SRDU2225PX	●	22 G - 0,90 x 25 mm
SRDU2419PX	●	24 G - 0,74 x 19 mm
SRDU2619PX	●	26 G - 0,64 x 19 mm

OBTURATEUR POUR CATHÉTER DROIT AVEC AILETTES



SODM1832W	18 G - 32 mm
SODM1845W	18 G - 45 mm
SODM2032W	20 G - 32 mm
SODM2225W	22 G - 25 mm
SODM2419W	24 G - 19 mm

Cathéter Droit Polyuréthane

Avantages du cathéter en polyuréthane (PUR) : **Compatibilité** avec les médicaments. **Biocompatibilité** pour un long maintien en veine. **Flexibilité** pour une insertion aisée à la veine. **Résistance et élasticité** pour un retour rapide du cathéter à sa forme d'origine avec rétablissement consécutif du flux normal de perfusion en cas de mouvements involontaires du patient qui provoquent une pliure du cathéter. **Surface lisse** pour diminuer les risques de thromboses et de phlébites qui devient plus **souple** avec la chaleur du corps humain.

CATHÉTER DROIT DELTA VEN®

NEO DELTA VEN® T PUR



3188522	- 18 G - 32 mm
3178522	- 14 G - 45 mm
3168522	- 16 G - 45 mm
3158522	- 17 G - 45 mm
3148522	- 18 G - 45 mm
3138522	- 20 G - 32 mm
3128522	- 22 G - 25 mm
3118522	- 24 G - 19 mm
3108522	- 26 G - 19 mm Néonatal

CATHÉTER DROIT AVEC AILETTE DELTA VEN®

NEO DELTA VEN® 2 PUR



3183122	- 18 G - 32 mm
3173122	- 14 G - 45 mm
3163122	- 16 G - 45 mm
3153122	- 17 G - 45 mm
3143122	- 18 G - 45 mm
3133122	- 20 G - 32 mm
3123122	- 22 G - 25 mm
3113122	- 24 G - 19 mm
3104022	- 26 G - 19 mm Néonatal

CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ DELTA SELFSAFE®

NEO DELTA SELFSAFE® T PUR



3788522	- 18 G - 32 mm
3778522	- 14 G - 45 mm
3768522	- 16 G - 45 mm
3758522	- 17 G - 45 mm
3748522	- 18 G - 45 mm
3738522	- 20 G - 32 mm
3728522	- 22 G - 25 mm
3718522	- 24 G - 19 mm

PERFUSEUR EUROPERF®S

Perforateur universel bicanal. Filtre de porosité 0,22 µm. Prise d'air à membrane hydrophobe obturable. Compte-gouttes calibré à 20 gouttes/ml. Filtre 15 µm. Régulateur de débit type Adelberg. Site pour injections extemporanées en "Y" sans latex. Tubulure de 1,70 à 2,20 m. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



104101S	- Avec raccord en Y // 104106S	- Sans raccord latex Filtre 25 microns 1 voie
104107S	- Avec robinet 3 voies + raccord Y // 104108S	- Avec robinet 3 voies

TRANSFUSEUR EUROTRANS®

Transfuseur sans DEHP. Perforateur holoplastique monocanal (polyacétal). Filtre à mailles de 200 µm. Régulateur de débit à molette de type Adelberg. Sans site d'injection. Embout terminal : Luer-lock mobile et protecteur de stérilité à membrane. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



159102S - Eurotrans

Choix d'une sonde


- Longueur (40 cm homme, 20 cm femme)
- Diamètre extérieur = charrière (1CH = 0,33 mm)
- Matériaux : pour sondage ponctuel PVC, pour sondage à demeure : latex ou silicone

Principaux critères de choix pour les sondes de Foley

- Volume du ballonnet : 5 à 15 ml pour les hommes, 3 à 5 ml pour les enfants
- Le matériau : dépend de la durée d'utilisation <3 semaines latex enduit, si délai > silicone
- 2 voies vidange de la vessie

Sondage urinaire : Norme NF EN ISO 20696

- Ponctuel (1 à 3 h) réalisé avec une sonde simple
- Intermittent (<24 h) : - en cas de drainage urinaire, le godet est adapté à la connexion avec les poches à urine
- connexion luer lock en cas d'utilisation pour la réalisation d'un bilan urodynamique
- À demeure (>24 h à 30 jours) : sonde de Foley en latex ou silicone Justifié lors de traumatismes graves



Sonde PVC

Sondage ponctuel. Sondes stériles en PVC, avec godet en extrémité proximale. Extrémité distale atraumatique. Peut être bouchée par des fossets adaptés. Femme : longueur 20 cm - Homme : longueur 40 cm. Sous emballage papier pelable stérile. Sachet ou boîte de 100.



Sonde vésicale femme droite - 2 œils latéraux
174100 - CH 06 // 174102B à 174107B - CH 08 à CH 18



Sonde de Tieman 40 cm - 2 œils latéraux
174121 à 174125 - CH 10 à CH 18

Sonde de Nélaton 40 cm - 2 œils latéraux
174111 - CH 08 // 174112B à 174116B - CH 10 à CH 18

SONDE RECTALE

Sondes en PVC sans DEHP, CH 20 à 32 et extrémité distale arrondie à usage unique. Reliées à une poche avec tubulure de gros calibre pour recueillir les selles liquides. Sous emballage papier pelable stérile.



Longueur 40 cm, 2 œils latéraux - Boîte de 50
174140B - CH 18 // 174141B - CH 20 // 174142B - CH 22
174143B - CH 25 // 174144B - CH 28 // 174145B - CH 30
174146 - CH 32

SONDE DE FOLEY

Sonde à demeure. Volume du ballonnet de 5 à 15 ml pour les adultes.
- **En latex** : sondage vésical de court terme < à 1 semaine
- **En latex enduit** : sondage vésical de moyen terme < à 3 semaines
- **100 % silicone** : sondage vésical de long terme < à 5 semaines



100% Silicone 40 cm - Sans latex
174830 à 174835 - CH 12 à CH 22
Latex siliconé simple courant
174800 à 174806 - CH 12 à CH 24

— **SONDE SPEEDICATH®
COMPACT HOMME** —

Sonde homme compacte hydrophile auto-lubrifiée. Prête à l'emploi. Droite 33 cm.



Boîte de 30 sondes
286920 - CH12/18

— **SONDE SPEEDICATH®
COMPACT FEMME** —

Femme nelaton/droite 7 cm.

Boîte de 30 sondes
285800 - CH 10 // 285820 - CH 12 // 285840 - CH 14

— **SPEEDICATH® COMPACT EVE** —

Femme nelaton/droite 9 cm.

Boîte de 30 sondes
281100 - CH10 // 281120 - CH12 // 281140 - CH14



— **SPEEDICATH
COMPACT SET** —

Poche graduée de 750 ml. Nelaton/ droite homme 30cm, femme 9 cm.



Boîte de 20 sets
284221 - CH12/18 Homme
285201 - Femme CH10 // 285221 - Femme CH12
285241 - Femme CH14

— **ACTREEN® MINI CATH** —

Sonde urinaire Nelaton de 9 cm, stérile, pré-lubrifiée avec un lubrifiant hydrophile. Sonde prête à l'emploi. Pour tout type de poche urinaire. Boîte de 30 + 1 étui de transport.



Disponible en CH 08 à CH 16
228008R à 228016R

— **ACTREEN® MINI SET** —

Comprend une sonde vésicale Nelaton de 9 cm stérile pré-lubrifiée et une poche de recueil des urines pré-montée d'une capacité de 700 ml avec valve anti-reflux. Boîte de 30 + 1 étui de transport.



Disponible en CH 10, 12, 14
239010R à 239014R

NOUVEAU

— **ETUI PÉNIEN CONVEEN OPTIMA** —

Auto-adhésif en polysiloxane (sans latex) en coques individuelles.
Conveen Optima : Standard, diamètre : 25, 30, 35, 40 mm.
Conveen Optima Specific : courte, diamètre : 21, 25, 30, 35 mm.
Boîte de 30 coques.



Optima Standard 7,8 cm
220250 - Ø 25 mm // 220300 - Ø 30 mm // 220350 - Ø 35 mm // 220400 - Ø 40 mm

Optima Specific court 5 cm
221210 - Ø 21 mm // 221250 - Ø 25 mm // 221300 - Ø 30 mm // 221350 - Ø 35 mm

La paire d'attaches
50501

— **SET DE SONDAGE
ACTREEN® HI LITE SET** —

Set de sondage urinaire stérile et prélubrifié avec valve anti-reflux, prêt à l'emploi, indiqué pour le sondage urinaire intermittent.

Composition du set :

- 1 sonde urinaire pré-lubrifiée avec un lubrifiant hydrophile à base d'eau + glycérine (sans PVC, sans DEHP), disponible en 2 modèles :
 - * Tiemann (béquillée à bout olivaire) 37 cm, CH 10 à 18
 - * Nelaton (droite) 37 cm, CH 10 à 18
- 1 poche de recueil urinaire pré-montée, contenance 1L, graduée avec valve anti-reflux, ongle de vidange et 2 œilletons de préhension.

Conditionnement par 30 sets de sondage.



Nelaton 37 cm
242210R - CH10 Ø 3,3 mm
242212R - CH12 Ø 4,0 mm
242214R - CH14 Ø 4,7 mm
242216R - CH16 Ø 5,3 mm
242218R - CH18 Ø 6,0 mm

Tiemann 37 cm
242110R - CH10 Ø 3,3 mm
242112R - CH12 Ø 4,0 mm
242114R - CH14 Ø 4,7 mm
242116R - CH16 Ø 5,3 mm
242118R - CH18 Ø 6,0 mm

Choix des poches

- Dans le cas d'une **incontinence chronique**, les poches de 2 L sont utilisées en « poche de nuit » pour le recueil de l'urine. Non stériles, vidangeables et dotées d'une valve anti-reflux.
- Dans le cas de **personnes alitées** suite à une intervention chirurgicale et pour tous les patients sondés, les poches à urines sont stériles, d'un volume de 2 L ou 4 L avec valves anti-reflux, système d'accrochage au lit et au drap, système à prélèvement sans aiguille, et système de piège à bactéries.
- Pour les sondages de **longue durée**, il faut définir un rythme de changement suivant le protocole du service. Par exemple : tous les mois pour les sondes en silicone. La poursuite du sondage est à redéfinir quotidiennement selon l'état du malade, entre le médecin et l'infirmière.

Principaux critères de choix

- 2 L ou 4 L
- Avec ou sans valve anti-retour
- Crochet ou pas
- Robinet à clapet ou en croix
- Stérile ou non

Sondage & système


Le système clos ou système fermé correspond à l'assemblage de plusieurs éléments qu'il ne faut jamais désunir.



- Simple dans sa conception, il permet de sécuriser l'ouverture et la fermeture du robinet
- Efficace car une seule main suffit à le fermer ou l'ouvrir
- Sûr, car il permet de diminuer les risques d'une erreur de vidange non souhaitée

POCHE DE JAMBE CONVEEN

Poche à urine de différents volumes. Tubulure réglable (TR). Non stérile. Attaches de jambe vendues séparément.



Boîte de 30

51600 - 500 ml - TR 25 cm // 51610 - 500 ml - TR 50 cm
51670 - 750 ml - TR 50 cm // 50620 - 1500 ml - TR 90 cm
213460 - Poche de lit 2000 ml - TR 140 cm
50501 - Attaches de jambe, la paire

POCHE DE JAMBE CONVEEN ACTIVE

Poche à urine de 250 ml, tubulure 7 cm ajustable. Avec système d'attaches intégré. Non stérile.



Boîte de 30

255020 - Poche Conveen active

POCHE À URINE TRIFORM

Poche à urine intérieur / extérieur 500 ml avec une tubulure de 60 cm.

+

Stérile



Boîte de 10

210190 - 500 ml - Tubulure 60 cm

POCHE À URINE EUROBAG®

Poche à urine de 2 L avec site de prélèvement sans aiguille, clamp et robinet en croix.

+

Stérile



Emballage unitaire. Carton de 50

134221R - Eurobag 8[®] + robinet à clapet
134222R - Eurobag 8H[®] + robinet à clapet excentré rabattable + crochet
134223R - Eurobag 8HF[®] + robinet à clapet excentré rabattable + crochet + piège à bactérie

POCHE À URINE

Poche à urine de 2 litres en PVC.

+

Non stérile



Carton de 250

134202 - 2 L standard // 134204C - 2 L Valve + Robinet en croix

POCHE SPEEDICATH® COMPACT

Poche de 750 ml connectable aux sondes.

+

Non stérile



Boîte de 30

210420 - Tubulure 25 cm // 210860 - Tubulure 50 cm

IRRICLENS®

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour le nettoyage de tous types de plaies. Indolore et inodore.



Hors LPPR

651014 - Spray de 240 ml

SERUM PHYSIO



201094 - Spray 150 ml

SERUMS STÉRILES⁽¹⁾

Eau purifiée pour nettoyage et lavage des plaies. Et serum physiologique.



612720 - Eau purifiées 50 ml par 32
613714 - Serum physiologique 5 ml par 100

EOSINE AQUEUSE À 2 %⁽²⁾

Unidose stérile.



612709 - 2 ml par 10

GEL APAISANT

Diminue les sensations d'inconfort. Utilisation possible dès 1 an.



622320 - Tube de 50 ml

HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN

Surveillance des points d'appui lors de la réalisation des soins d'effleurage.



612718 - Spray 50 ml // 612717 - Flacon 50 ml

DOLOSEPTYL BAIN DE BOUCHE

Unidoses stériles sans alcool. Purifie l'haleine et assainit la bouche. Testé sous contrôle stomatologique.



605880 - 10 doses de 10 ml

LINIMENT OLÉO-CALCAIRE⁽²⁾

Soin à 99,8% d'origine naturelle. Dépose un film protecteur sur la peau.



612756 - 250 ml // 612697 - 480 ml

COLD CREAM

Émulsion apaisante. Protecteur cutané, restaure le film lipidique de la peau. Soin quotidien des peaux sèches et déshydratées.



612676 - 50 ml

VASELINE

Protège et adoucit les couches supérieures de l'épiderme.



612679 - 50 ml // 612680 - 100 ml

SOIN HYDRATANT INTENSE

Soin des peaux sèches et sensibles. + 74 % d'hydratation* après 8h**
*Hydratation des couches supérieures de l'épiderme. ** Test instrumental réalisé sur 10 femmes pendant 8h.



612686 - 500 ml

CRÈME PROTECTRICE

Aide à prévenir l'apparition des rougeurs du siège. Peaux sensibles et fragilisées. Hypoallergénique⁽³⁾, testée sous contrôle dermatologique.



613706 - 100 ml

CRÈME RÉPARATRICE

Cuivre, Zinc, Manganèse, Répare, protège, apaise. Peaux sensibles et fragilisées (corps et visage).



613705 - 50 ml

CONSOMMABLE || Produits de soins

(1) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(2) Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med. Lire attentivement la notice avant utilisation.

(3) Formulé pour limiter les risques de réactions allergiques.

Visuels non contractuels

EAU DE TOILETTE GHC

Formulée sans alcool, hypoallergénique⁽¹⁾. Enrichie en glycérine végétale et aloe vera bio : hydrate⁽²⁾ et ne dessèche pas la peau.



Flacon de 500 ml
613703 - Lavande

SOLUTION SANS RINÇAGE

Adaptée pour le visage et le corps. Toilette sans rinçage des peaux sensibles des adultes alités ou dépendants. Formule à 95% d'origine naturelle.



Flacon de 500 ml
612670

SAVON DOUX À USAGE FRÉQUENT

Pour une toilette complète (corps, cheveux, visage) des peaux sensibles et une utilisation fréquente. Testé sous contrôle dermatologique.



Flacon de 500 ml
613707



CRÈME PROTECTRICE POUR LES MAINS

Pour une protection en douceur contre les agressions quotidiennes, à base de beurre de karité et de glycérine pour une bonne hydratation.

Bactériostatique Fongistatique



399756DK - Flacon de 50 ml
399372 - Tube de 100 ml
399236DK - Flacon de 500 ml avec pompe vissée

SAVON TRADITIONNEL DE MARSEILLE

95% d'ingrédients d'origine naturelle. Sans conservateur, sans sulfate, sans graisse animale. Hypoallergénique⁽¹⁾, utilisation possible sur le corps et les mains.



884137 - Aloé // 884054 - Mandarine - Sauge
884006 - Rose // 884014 - Verveine

SAVON LIQUIDE HYPOALLERGÉNIQUE⁽¹⁾

Formulé pour la toilette et les soins infirmiers⁽³⁾, spécialement adapté aux soins de la peau et des muqueuses. Unidose stérile.



613700 - 60 doses de 10 ml

GANT DE TOILETTE AQUA

Ultra doux, doublé avec film barrière. Lotion lavante et protectrice sans eau ni rinçage.



Sachet de 12
227108 - Sensitive // 227109 - Total hygiène // 227110 - Aqua shampoo

GANT DE TOILETTE

En non-tissé (15 x 23 cm)

- 1 **Standard bleu** : absorbant, résistant et doux à l'état humide (42 g/m²).
- 2 **Molletonné blanc** : absorbant et doux, très résistant pour une utilisation longue durée (80 g/m²).
- 3 **Imperméable** avec couche de polyéthylène.



N°
1 199305 - Sachet de 100
2 199311 - Sachet de 50
3 199306 - Sachet de 100

(1) Formulé pour limiter les risques de réactions allergiques / (2) hydratation des couches supérieures de l'épiderme
(3) Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe I. Lire attentivement la notice avant utilisation.

L'hygiène des mains est primordiale !

Les mains sont le 1^{er} vecteur de transmission d'infections. Afin de prévenir ces infections 2 solutions :

- le lavage avec un savon doux
- la désinfection par friction avec un produit hydroalcoolique

GEL HYDROALCOOLIQUE ANIOSGEL 85⁽²⁾/85 NPC⁽²⁾

Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction. Ne nécessite pas de point d'eau. Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpes virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.



Mains propres en 30 sec'



NPC sans parfum sans colorant

Aniosgel 85 (parfumé et coloré) - Flacon
1645274 - 75 ml // 1645505 - 100 ml // 1645366 - 300 ml + pompe
1645363 - 500 ml + pompe // 1645364 - 1L avec pompe vissée
1645144 - 1L airless

Aniosgel 85 NPC (sans parfum - sans colorant) - Flacon
1644274 - 75 ml // 1644505 - 100 ml // 1644762 - 300 ml
1644748 - 500 ml + pompe // 1644763 - 1L avec pompe vissée
1644333 - 1L airless // 1644679FG - Poche 1L Airless CPA

ANIOSGEL 800⁽²⁾

Gel hydroalcoolique xitotropique prêt à l'emploi pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. Efficacité antimicrobienne dès 30 secondes.



Sans parfum ni colorant



Sans parfum ni colorant

2550505GP - Flacon de 100 ml
2550762GP - Flacon de 300 ml + pompe
2550748GP - Flacon de 500 ml + pompe
2550763GP - Flacon 1 L + pompe
2550679FG - Poche 1L Airless CPA

1918117 - Flacon de 250 ml
1918228VB - Flacon de 500 ml + pompe
1918229VB - Flacon de 1 L + pompe
1918034UG - Bidon 5 L
1918678FG - Poche 1L Airless CPA

DISTRIBUTEUR ANIOS CPA

Compact, monobloc. Fenêtre de visualisation du niveau. Fermeture à clef. Version électrique sans contact ou manuelle. Fonctionne avec les poches Anios 1L Airless CPA.



425163 - Électronique / blanc
425161 - Manuelle / blanc
425164 - Électronique / gris
425162 - Manuelle / gris

ANIOSAFE MANUCLEAR HF

Pour le lavage simple des mains et la toilette générale lors d'utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine. Testé sous contrôle dermatologique. Convient pour les peaux sensibles.



1919228UN - Flacon de 500 ml + pompe // 1919229 - Flacon de 1L + pompe
1919144 - Flacon Airless 1 L // 1919034 - Bidon de 5 L

DERMANIOS SCRUB CG⁽²⁾

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains. Lavage hygiénique des mains en 30 sec, 20°C, 3ml : EN 1499. Activités additionnelles en 30 sec. 20°C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Actif selon EN 14476+A1 sur BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, VRS.



2082522 - Flacon de 500 ml + pompe // 2082144 - Flacon de 1L airless
2082523 - Flacon 1 L + pompe // 2082034UG - Bidon de 5 L

CONSOMMABLE III Hygiène des mains

Base de Massage et Huile de Soins

DERMONEUTRE

Crème de massage hydratante⁽¹⁾. Texture onctueuse et non grasse. Pour massage prolongé (10 à 20 min.). Légèrement parfumée à l'huile essentielle de bois de rose.



1CREM0090T012500 - 125 ml
1CREM0090F050000 - 500 ml
1CREM0090P100000 - 1 L
1CREM0090R500000 - 5 L

CRÈME NEUTRE

Crème de massage neutre hydratante⁽¹⁾. Non grasse, rinçable à l'eau. Peut servir de base pour l'incorporation d'huiles essentielles.



1CREM0080F050000 - 500 ml

HUILE NEUTRE BIO

Huile de massage neutre à fort pouvoir de glisse, sans odeur. Texture fluide permettant des massages longs. Huile naturelle BIO 100% végétale. Peut servir de base pour incorporation d'huiles essentielles.



1HMBI0035F010000 - 100 ml
1HMBI0035F050000 - 500 ml



DÉFENSES CUTANÉES

Destinée à la protection cutanée et à la prévention des points d'appui chez la personne immobilisée ou alitée.



1CMAS0050F003000 - 30 ml

APAISANTE

Aux propriétés apaisantes, apporte calme et bien-être aux personnes âgées.



1CMAS0020F003000 - 30 ml

HYGIÈNE DU PIED

Soins assainissants des pieds aux huiles essentielles reconnues pour leurs propriétés fongicides. Aide à maintenir l'hygiène du pied.



1CMAS0030F003000 - 30 ml



SPRAY CRYO

Soulage les douleurs musculaires et inflammatoires. Effet froid immédiat. Idéal en complément du Gel Cryo ou Jambes. Contient du Menthol.

DM de Classe I.



1LOTI0041F010000 - 100 ml
1LOTI0041F050000 - 500 ml

BAUME THERMO-ACTIF

Procure un effet chauffant intense et durable. Indiqué dans la préparation musculaire dans le cadre d'un effort physique ou sportif.



1CREM0020P012500 - 125 ml
1CREM0020F050000 - 500 ml

BAUME CHAUFFANT

100 % naturel. Procure une chaleur modérée pour soulager les tensions musculaires. Idéal en préparation et récupération physique.



3CREM0100P003000 - 30 ml
3CREM0100P010000 - 100 ml

(1) Hydratation des couches supérieures de l'épiderme

Gel d'Application Locale

1 CRYO

Aux propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Soulage et calme rapidement les douleurs musculaires par effet froid. Aide à réduire les œdèmes liés à une inflammation. Contient du Menthol.

DM de Classe I.

1GELS0070T012500 - 125 ml // 1GELS0070F050000 - 500 ml

2 ARTICULATIONS

Aux propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Soulage les douleurs articulaires et redonne de la souplesse aux mouvements. Agit rapidement après l'application.

DM de Classe I.

1GELS0050T012500 - 125 ml // 1GELS0050F050000 - 500 ml

3 JAMBES

Effet glaçon immédiat, intense et durable. Aide à soulager les jambes fatiguées et à retrouver des jambes légères. Contient du Menthol.

1GELS0090P012500 - 125 ml // 1GELS0090F050000 - 500 ml

4 RELAXANT

Aux propriétés calmantes et apaisantes. Pour une sensation de bien-être immédiat du corps et de l'esprit. Aide à dénouer les points de tension.

1GELS0130T012500 - 125 ml
1GELS0130F050000 - 500 ml



Huile Sèche de Massage



1 MUSCULAIRE

Bonne glisse. Facilite la préparation et la récupération musculaire dans le cadre d'une activité sportive. Soulage et apaise les tensions musculaires.

1HMBI0040F010000 - 100 ml // 1HMBI0040F050000 - 500 ml

2 DÉTENTE

Aux propriétés calmantes. Bonne glisse. Invite à la détente et à la sensualité. Parfum 100% naturel Ylang-Ylang.

1HMBI0025F010000 - 100 ml // 1HMBI0025F050000 - 500 ml

3 RELAXANTE

Aux propriétés apaisantes. Bonne glisse. Favorise la détente et la relaxation. Parfum 100% naturel lavande.

1HMBI0050F010000 - 100 ml // 1HMBI0050F050000 - 500 ml

4 DRAINANTE

Aux propriétés stimulantes et tonifiantes. Bonne glisse. Aide à lutter contre l'aspect de peau d'orange.

1HMBI0030F010000 - 100 ml // 1HMBI0030F050000 - 500 ml



	L'UTILISATION DES GELS				L'UTILISATION DES HUILES			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Les chauffants								
Les Cryo	•		•					
Douleurs musculaires	•				•			
Douleurs articulaires	•	•						
Préparation sportive					•			
Récupération sportive	•		•					
Tensions musculaires	•			•	•			•
Relaxation/Bien-être				•		•	•	
Jambes légères/Minceur			•					•
Massage long					•	•	•	•

Pré-Désinfection

ANIOS'CLEAN EXCEL D (3)

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR (EN 13727). Tuberculocide (EN 14348, EN 14563). Levuricide (EN 13624, EN 14562). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus.



2416097FG - 200 doses de 25 ml // 2416095UG - Flacon de 1 L avec doseur 25 ml
2416036UG - Bidon de 5 L + pompe

ANIOSYME X3 (3)

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie avant stérilisation.

Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Levuricide (EN 13624, EN 14562). Actif selon EN 14476 / EN 17111 sur virus enveloppés.



2633097FG - 200 doses de 25 ml // 2633095UG - Flacon de 1 L avec doseur
2633036UG - Bidon de 5 L + pompe

Désinfection de Haut Niveau

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

STERANIOS 2 % (3)

Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Actif sur SARM (EN 13727). Mycobactéricide (EN 14348, EN 14563). Fongicide (EN 13624, EN 14562). Virucide (EN 14476). L'activité sporicide est démontrée en 1h, 20°C (NF T 72-230/231) et pour des temps de contact prolongés (EN 13704).



382062 - Bidon de 2 L // 382047 - Flacon de 5 L
382034 - 4 bidons de 5 L // 100987 - Bandelette de contrôle, tube de 100

ANIOXYDE 1000 (3)

Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Tuberculocide et mycobactéricide (EN 14348, EN 14563). Fongicide (EN 13624, EN 14562). Sporicide (B. subtilis / C. difficile selon EN 17126). Virucide selon EN 14476 / EN 17111 (Adenovirus, Norovirus).



1081299UG - 1 bidon + 1 flacon
100194FG - Bandelettes de contrôle (tube de 50)

Lingettes Nettoyantes et Désinfectantes

WIP'ANIOS EXCEL (2) (3)

En viscosité 100% biodégradable formulées sans parfum, sans alcool. Large spectre virucide. Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs*, et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

*Exemples : sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...

Lingettes bactéricides et levuricides (EN 16615). Solution d'imprégnation : Bactéricide (EN 13727). Levuricide (EN 13624). Active selon EN 14476 sur HIV-1 (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus et sur Polyomavirus SV40.



2466424DI - Sachet de 50 // 2446655Y6 - Sachet de 100

ANIOS QUICK WIPES (3)

Imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...). Sans rinçage. Large spectre d'activité en temps court. Sans aldéhyde, sans colorant. Odeur agréable.

La solution d'imprégnation est : Bactéricide (EN 13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur SARM (EN 14561). Tuberculocide (EN 14348, EN 14563). Mycobactéricide (EN 14348, EN 14563). Levuricide (EN 13624, EN 14562, EN 13697). Fongicide (EN 13624, EN 14562, EN 13697). Actif sur Trichophyton (EN 14562). Actif sur BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, PRV (virus modèle HBV), HIV-1, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia Virus, Calicivirus Félin.



Boîte distributrice de 120 lingettes de 130 x 190 mm.
2333421BZ - Anios Quick Wipes

(2) Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

SURFANIOS PREMIUM⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

Action détergente et désinfectante sur sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs. Efficacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées. Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). DM Classe IIa.

Bactéricide en 30 min, 0.25 % : EN 1276/EN 13727 (0.25 %, 5 min), EN 13697 (0.25%, 30 min). Actif sur BMR en 15 min, 0.25 % : EN 1276 (0.25 %, 5 min), EN 13697 (0.25%, 15 min). Tuberculocide en 60 min, 0.25 % ou en 30 min, 0.50% : EN 14348, EN 14563. Levuricide en 30 min, 0.25 % : EN 1650 (0.25 %, 15 min), EN 13697 (0.25 %, 30 min). Fongicide en 120 min, 0.25 % : EN 1650 (0.25%, 120 min), EN 13697 (0.25%, 30 min). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.25 % sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Herpesvirus. Actif selon EN 14476 en 60 min, 0.25 % ou en 15 min, 0.50 % sur Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 15 min, 0.25% sur Coronavirus.

Sans Aldehyde



1917129 - 500 doses de 2 ml // 1917092 - Flacon doseur 1 L
1917036 - 1 bidon de 5 L + pompe doseuse 20 ml

ANIOSURF ND PREMIUM⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels et dispositifs médicaux non invasifs. Propreté et réduction des risques de formation de Biofilm sur les surfaces. Large efficacité anti-microbienne, y compris sur BMR et BHR. Non corrosif et compatible avec les surfaces lavables. Séchage sans trace et sans résidu collant. Utilisable en eau froide ou en eau tiède.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2). DM Classe IIa.

Bactéricide en 45 min, 0.25% (EN 13727, EN 13697). Actif sur BMR en 5 min, 0.25% (EN 13727). Levuricide en 15 min, 0.25%, (EN 13624, EN 13697).



Flacon doseur de 1l
2436092 - Aniosurf ND Premium

Bidon de 5 litres + pompe 20 ml
2436036UG - Aniosurf ND Premium

ANIOS NETTOYANT SOL⁽¹⁾

Destiné au nettoyage quotidien des sols et surfaces même protégés. Produit non moussant. Parfum Citron.

Pouvoir détersif élevé



2233619 - Flacon doseur 1 L // 2233757 - Flacon doseur 5 L

ANIOS DÉTERGENT DÉSINFECTANT SANITAIRES⁽²⁾

Détergent, détartrant, désinfectant destiné au nettoyage quotidien des sanitaires : faïence, émail, robinetterie, baignoire, douche, paroi verticale, toilettes...

Solution prête à l'emploi. Bactéricide en 5 min (EN 1276, EN 13697).



2229746

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
(2) Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
(4) Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

SURFA'SAFE PREMIUM (2)(3)

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...). Solution prête à l'emploi.

Bactéricide en 2 minutes (EN 13727, EN 13697). Levuricide en 5 minutes et fongicide en 20 minutes (EN 13624, EN 13697). Actif selon EN 14476 en 1 minute sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 minutes sur Coronavirus, Polyomavirus SV40 et en 30 minutes sur Norovirus et Adenovirus.



2419544 - Flacon de 750 ml (mousse compact blanc) pour surfaces ciblées
2419326 - Flacon de 750 ml (mousse diffuse rouge) pour grandes surfaces

ANIOS SPS PREMIUM(2)

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, des surfaces émaillées, inox ou plastique. Non corrosif.

Bactéricide en 5 min (EN 1040, EN 1276, EN 13697). Levuricide en 15 min (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Fongicide en 15 min (EN 1275, EN 13697). Actif selon EN 14476 en 5 min sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV).



2201515GP - Flacon de 750 ml avec pulvérisateur mousseur

SURFA'SAFE R PREMIUM(2)

Mousse diffuse détergente, désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires.

Bactéricide (EN 13727, EN 13697, EN 14561). Levuricide et fongicide (EN 13624, EN 13697, EN 14562). Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle du virus de l'Hépatite B), BVDV (virus modèle du virus de l'Hépatite C), HIV-1, Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 sur Polyomavirus SV40, sur Norovirus et sur Adenovirus.



2478440 - Flacon de 250 ml // 2478764GP - Flacon de 750 ml

ANIOS DTS(1)

Nettoie et détache toute surface lavable. Élimine les tâches (encres, tanin, etc.). Efficace sur textiles (blouse, chemise, etc.). Compatible avec surface lavable non poreuse. Pouvoir mouillant solubilisant. Traitement des surfaces pouvant être en contact avec les denrées alimentaires. Parfum agrumes.



2319512UG - Spray de 750 ml

ANIOSEPT 41 PREMIUM MENTHE (2)

Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services médicaux et paramédicaux, services de soins... Désinfection du mobilier, literie, fauteuil... Adapté à la salle d'attente. Aérosol prêt à l'emploi, à utiliser sans dilution sur surfaces nettoyées. Efficace sur bactéries, levures, moisissures, virus.

Bactéricide (EN 13697, EN 13727). Mycobactéricide (EN 14348, EN 13697). Fongicide (EN 13624, EN 13697). Actif sur PRV, BVDV, Herpesvirus, Vaccinia virus.



2466330

ANIOSPRAY SURF 29 (2)(3)

Désinfection par pulvérisation des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés. Actif sur virus enveloppés en 1 min. Ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation. Solution limpide incolore.

Bactéricide et levuricide en 5 min à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281. Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 13697). Levuricide en 5 min et fongicide en 30 min (EN 13624, EN 13697). Actif en 1 min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.



2421073 - Flacon de 1 L avec pulvérisateur
2421034 - Bidon de 5 L

ANIOS'R (2)

Destiné à l'entretien régulier des chambres, parties communes, cabinets, etc. Nettoie, désinfecte et parfume agréablement durant de longues heures les sols et surfaces lavables. Sans rinçage.

Bactéricide (EN 1276, EN 13697).



Bidon de 5 L + pompe 20 ml

2113715 - Fresh garden // 2111715 - Sun way

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

(2) Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

AÉROSEPT ULTRA 150

Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées. Capacité de traitement : salle de 30 à 150 m³. 2 modes de fonctionnements :

- Manuel pour un accès aux informations essentielles.
- Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un accès à toutes les options.

Traçabilité sur support numérique. Pratique, ergonomique et portatif.



418200 - Aérosept ultra 150 utilisation avec Aseptanios AD en 2 L

AÉROSEPT 500

Basé sur des procédés aux performances boostées. L'AÉROSEPT 500 diffuse un fluide chauffé à une température constante (55°C) qui se répartit de manière homogène sur l'ensemble des surfaces à traiter grâce à une buse à pulsion séquentielle. Écran tactile par saisie ou code-barres. Indication de l'heure de début et de fin de cycle. Démarrage différé hors présence humaine (1 min à 9 h). Pré-enregistrement possible de 1 à 8 salles et utilisateurs. Conservation des données sécurisée, récupération sur clé USB. Conforme à la norme NF T 72-281 (version 2014). Volume maximal à traiter : jusqu'à 300 m³



418000 - Aérosept 500 utilisation avec Aseptanios AD en 5 L

ASEPTANIOS AD (2)

Désinfection par voie aérienne des surfaces et matériel médical préalablement nettoyés.

Efficacité des procédés ASEPTANIOS AD - AÉROSEPTS selon la norme d'application NF T 72-28 :

AÉROSEPT ULTRA 150 : Bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 20°C.

Mycobactéricide en 45 min - 7ml/m³ - 20°C.

Fongicide et sporicide en 60 min - 7ml/m³ - 20°C.

AÉROSEPT 500 : Bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 55°C

Mycobactéricide en 60 min - 7ml/m³ - 55°C.

Fongicide et sporicide en 120 min - 7ml/m³ - 55°C.

Virucide en 60 min - 7ml/m³ - 55°C.



2122724 - Bidon de 2 L

ANIOS DVA HPH (1)

Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.

Bactéricide en 15 min (EN 1040, NF T 72-190). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK) en 30 min. Levuricide en 15 min (EN 1275, NF T 72-190). Actif sur Aspergillus fumigatus en 15 min (T 72-301). Actif sur HIV-1 en 15 min.



055034UG - Bidon de 5 L

Instrubac

Non autoclavable - Bac de trempage 2 litres avec panier et couvercle avec fente en polypropylène.

404038 - ext. 295 x 200 x 130 mm / int. 230 x 170 x 90 mm

Non Autoclave - Bac de trempage 10 litres avec panier et couvercle.

404002NM - ext. 430 x 290 x 125 mm / int. 365 x 255 x 90 mm

Bac de trempage 20 L avec panier et couvercle

404006 - ext. 510 x 305 x 210 mm / int. 485 x 270 x 170 mm



(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

(2) Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Lingettes

EURO-NETTE

Pour le nettoyage et la désinfection des instruments.



Boîte de 100
152400 - 13 x 20 cm

ASEPTONET

Désinfectantes bactéricides, virucides, fongicides.



Sachet de 100
252107 - 18 x 20 cm

WIP ANIOS EXCEL 60⁽²⁾⁽³⁾

Imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante. Idéales pour le traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, et essuyage des gaines d'endoscopes.

24 x 30 cm
Grand format



2617466FG - 24 x 30 cm

DÉSODORISANT

Parfumé. A forte rémanence, élimine par simple pulvérisation les mauvaises odeurs. Formule et contenance professionnelle, idéale pour sociétés de nettoyage, collectivités, EHPAD, hôtellerie, parties sanitaires des entreprises, dans les Algeco de chantiers...



297135 - Citron 1 L // 297136 - Marine 1 L

MOUCHOIRS

2 épaisseurs.



Boîte de 100
199219

DESTRUCTEUR D'ODEURS

Indispensable pour venir à bout des odeurs les plus tenaces. Forte rémanence.

+ Idéal Collectivités



201108 - 1 L

BACTÉRICIDE

Assainisseur d'air professionnel. Bactéricide, fongicide conforme aux normes EN1276 et EN1275.

Menthe : idéal collectivités et pro. de santé pour les locaux et parties sanitaires.

One shot : permet de traiter et d'assainir jusqu'à 55 m³ (150 m³ pour le 210 ml). Idéal en EHPAD ou salle d'attente d'un cabinet médical.



N°
1 298205 - Menthe 1 L
2 298207 - One shot 75 ml
2 208005 - One shot 210 ml

GANT DE MÉNAGE LATEX NATUREL FLOQUÉ

Très résistant, et réutilisable. Excellente protection face aux produits chimiques à base aqueuse et très bonne préhension en milieu humide. Manchette 300 mm.



Sachet de 12 paires.
127600 - Taille 6-6^{1/2} // 127601 - Taille 7-7^{1/2}
127602 - Taille 8-8^{1/2}

ACARICIDE PUISSANT

Contre les acariens adultes (dits de « poussière de lit »), les nymphes, les larves et les œufs. Efficace contre les acariens. Sans odeur.



201111 - Aérosol 520 ml

TRAITEMENT

Anti-poux : traitement d'environnement contre les poux présents sur les textiles. Ne tache pas. Prévient la propagation.

Anti-mites : traitement d'environnement contre les mites présentes sur les textiles (placards etc). Ne tache pas. Prévient la propagation.

Anti-gale : permet d'éradiquer la gale de tous les textiles contaminés. Effet par simple pulvérisation, stoppe la prolifération, protection longue durée.



N° Aérosol 520 ml
3 201112 - Anti-poux
4 201113 - Anti-mites
5 208001 - Anti-gale